

Produktinformation

Bereich Notfallmedizintechnik – Absaugsystem LSU 4000

Telefon: 0 21 04 - 8 33 80 - 0

Mail: info@mefina-medical.de

Web: www.mefina-medical.de

LSU 4000

Überzeugende Technologie -
5 Jahre erweiterte Garantie*



- einfachste 1-Schalter Bedienung
 - großer Bedienschalter
 - Selbsttest-Funktion
- Spritzwasser geschützt nach IP 34 D
und problemlos desinfizierbar
- hohe Absaugleistung
 - bis zu 25 Liter je Minute bei 500 mmHg
- sehr robust
 - abgerundete Ecken und verstärkte Kanten
 - gesicherter Absaugbehälter
 - gummierte Protektoren
- normenkonform
 - 20 g erfolgreich geprüfetes Haltesystem
 - e1-Kennzeichnung gemäß EMV-Richtlinie
 - erfüllt ISO 10079
- leistungsstarker Akku
und Betrieb wahlweise über 230 V oder 12 V

EN 1789
erfolgreich
geprüft

Einweg-Abbott- oder Mehrweg-Sekretsammelbehälter:

Wahlweise kann das System ausgestattet werden mit Einweg-Abbott-System oder mit einem wiederverwendbaren Mehrweg-System.

e 1
Kennzeichen
gemäß EMV

12 V oder 230 V Ladewandhalterung:

Je nach Energie-Management ist die Wandhalterung wahlweise mit 12 V oder 230 V Anschluss erhältlich.

ISO 9001
zertifizierter
Hersteller

* 5 Jahre erweiterte Hersteller-Garantie:

ausgenommen normaler Verschleiß, Akku und außenliegendes Sekretsyst

Optional als Zubehör erhältlich:

- | | |
|--|-------------------------------|
| ✓ Schultertragegurt für LSU | ✓ 20 g Halterung mit 12 V |
| ✓ Seitentasche für Absaugkatheter | ✓ 20 g Halterung mit 230 V |
| ✓ Wechselakku (benötigt kein Werkzeug) | ✓ Schutz- und Transporttasche |