

Système chariots brancard

Chaises portoirs

Incubateurs de transport

Systèmes intensifs mobiles

Produits de la médecine

d'urgence

Défibrillation précoce

Produits de sauvetage

Rollboards

Dispositifs de formation

Développement des projets

Email: info@mefina-medical.de

Site: www.mefina-medical.de

Gestion des urgences

Unité de Transport Soins Intensifs ITE 1 sur le chariot brancard basique Power Pro TL ou XT

testé selon EN 1789:2010

Tel.: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0

Fax: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20



mefina medica

Medizinische Produkte & Dienstleistunge

Unité de Transport Soins Intensifs ITE 1

pour les transports intensifs ou comme unité de transport urgent

Solutions efficaces pour la médecine d'urgence





+ Prise d'oxygène intégrée

- → Il est possible d'intégrer jusqu'à 3 bouteilles
- d'oxygène de manière sécurisée
- point central de prise d'oxygénée dans la partie
- supérieure

+ Réglage automatique en hauteur

- utilisation simplifiée
- système hydraulique puissant

+ facile, fiable et résistant

- ▶ centre de gravité bas
- capacité de charge entre 220 Kg et 270 Kg (dépendant des dispositifs utilisés)
- › contrôlé avec succès selon
- EN 1789 (TL), EN 60601-1, 93/42 EWG

+ facilement adaptable

- les tripodes peuvent être pliés avec peu de manœuvres
- de cette manière le chariot brancard peut être utilisé pour le premier secours

+ élargissement de la surface intégrée

→ s'élargit de 30 cm

+ robuste, stable et durable

+ divers accessoires Z1 disponibles

Des supports spéciaux pour beaucoup de dispositifs

Champs d'application:

Transports des premiers secours pour les enfants et les adultes, transferts, systèmes militaires, transferts entre les hôpitaux ou entre les département d'urgence (par ex. dans les cliniques, sur les navires passagers, etc.)

Equipement basique:

Ce système offre de l'espace pour les respirateurs, un écran, un défibrillateur, 6 à 8 seringues et pompes de seringues, 1 à 2 pompes d'aspiration, inhalation, prise d'oxygène et support pour le sac du cathéter et de drainage.

Les suivants dispositifs peuvent être intégrés:

Weinmann Medumat Transport, Maquet Servo-i, B.Braun Perfusor Compact et Perfusor Space, Weinmann Accuvac Rescue, Corpuls C3, Philips IntelliVue MMS X2, WelchAllyn Propaq Encore.

N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur nos produits.

Toutes les marques commerciales et déposées citées dans ce document et éventuellement protégées par des tiers sont protégées sans restriction par les dispositions du droit des marques et du droit de propriété de leurs propriétaires enregistrés. Mefina Medical est également une marque enregistrée et protégée.

Tel.: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0

Fax: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Email: info@mefina-medical.de

Site: www.mefina-medical.de