

Sistemas para macas

Cadeiras de transporte

Incubadoras de transporte

Sistemas intensivos móveis

Produtos da medicina de urgência

Desfibrilação precoce

Produtos de salvamento

Rollboards

Equipamento de treino


Desenvolvimento de projetos

Gestão de emergências

Seminários de medicina

Rollboard Pro para serviços de emergência

aprovado:
3.000 já estão em uso na
Alemanha



Rollboard para os serviços de emergência

A tecnologia recente para reduzir consideravelmente o esforço físico ao mover os pacientes.

Estamos um passo à frente relativamente à capacidade de carga, ao deslize, à flexibilidade, higiene, resistência e peso.



- + Ocupa pouco espaço**
 - ▶ Tamanho depois de dobrado: só 50 x 45 cm
- + Relação qualidade-preço excelente**
- + forte, estável e duradouro**
 - ▶ **3 anos de garantia do fabricante**
- + opção: película deslizante descartável**
 - ▶ aumenta a capacidade de carga de 300kg
- + opção: película protetora descartável**
 - ▶ para pacientes infecciosos e traumatizados

- + Com um núcleo especial que pode ser usado**
 - ▶ em diferentes altitudes
 - ▶ para superar certas distancias (até 15 cm)
 - ▶ para pacientes sentados ou semi-deitados
 - ▶ para pacientes pesados (até 200 kg)
- + Muito leve (só pesa 800g)**
 - ▶ material de alta qualidade para reduzir o peso
- + Capa reutilizável em nylon revestido**
 - ▶ resistente e duradouro
 - ▶ Lavável na máquina a 60 graus
- + Muito fino (só 2.2 cm)**
 - ▶ Pode ser posto facilmente debaixo do paciente



| <u>Nome de artigo:</u> | <u>No. de art.:</u> |
|---|---------------------|
| Rollboard Pro (aprox. 85 x 45 cm) | 10640 |
| Branding personalizado, amarelo | 10977 |
| Capa sobressalente em nylon, vermelha | 10782 |
| Película protetora descartável, Unid (50) | 10893 |
| Película deslizante descartável, rolo (100 m) | 10424 |
| Desenrolador para película deslizante | 10584 |
| e para viaturas especiais (emergência ou XL): | |
| Rollboard Pro (aprox. 180 x 50 cm) | 10885 |

Entre em contacto connosco para obter mais informações. Teremos todo o prazer em receber o seu pedido ou responder as suas perguntas.