

Soluções eficazes para a  
medicina de urgência

**mefina** medical

Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Sistemas para macas

Cadeiras de transporte

Incubadoras de transporte

Sistemas intensivos móveis

Produtos da medicina de urgência

Desfibrilação precoce

**Produtos de salvamento**

Rollboards

Equipamento de treino

Desenvolvimento de projetos

Gestão de emergências

Seminários de medicina

**Novidade no mercado desde 2013:**

**Lençóis de transporte de feridos**

**Lençol Pro L  
conforme EN 1865**



**5 estrelas = 5 razões sólidas para selecionar este produto**

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**

Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath

Tel.: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0  
Fax: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

Email: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Página web: [www.mefina-medical.de](http://www.mefina-medical.de)

## ★★★★★ Gama de lençóis de transporte de feridos

Os primeiros lençóis de transporte fabricados conforme as recomendações do Instituto Federal Alemão de Saúde e de Segurança no Trabalho assim como da KRINKO\* no Instituto (10/2012) Robert Koch.

Um passo à frente relativamente à ergonomia, higiene, estabilidade e segurança



Lençol L, 12 pegas, 250 kg limite

### ★ Prevenção de infecções

- ▶ Pegas fechadas evita a contaminação bacteriana
- ▶ Material resiste à secreção (anti-bacteriano)
- ▶ Fácil de limpar mediante pano e desinfectante
- ▶ Lavagem à máquina de 60°C

### ★ Desenho de pegas inovador

- ▶ pegas inovadoras que não se deformam
- ▶ pegas seguras de 28mm
- ▶ pegas posicionadas de forma ergonómica\*\*
- ▶ pegas na parte superior e inferior (versão L, XL, XXL)

### ★ Relação qualidade-preço excelente

- ▶ Este produto não tem comparação

### ★ Máxima segurança

- ▶ Limite de carga para todos os lençóis
- ▶ ex.: Pro L até aos 250 kg, XXL até aos 550 kg
- ▶ resistente ao rasgamento conforme EN 13934-1
- ▶ Qualidade do produto aprovada independentemente\*\*\*

### ★ forte, estável, duradouro

- ▶ com três anos de garantia\*\*\*

### + opção: com saco de transporte



Lençol L, dobrado, medidas pequenas



Sacos para XL e XXL

| Tipo de produto | Lençol No. de artigo | Tamanho aprox. (largura x comprimento) | Número de pegas | Capacidade de carga | Uso recomendado                              | Saco No. de artigo |
|-----------------|----------------------|--|-----------------|---------------------|--|--------------------|
| Pro S           | 12010                | 55 x 150 cm                            | 6               | 100 Kg              | crianças, serviços de urgência e ambulâncias |                    |
| Pro M           | 12011                | 65 x 185 cm                            | 8               | 200 Kg              | helicóptero, operações aéreas                |                    |
| Pro L           | 12012                | 71 x 200 cm                            | 12              | 250 Kg              | ambulâncias, serviços de urgência (EN 1865)  | 12015              |
| Pro XL          | 12013                | 120 x 210 cm                           | 16              | 400 Kg              | viaturas especiais para pacientes obesos     | 12016              |
| Pro XXL         | 12014                | 150 x 225 cm                           | 24              | 550 Kg              | viaturas especiais para pacientes obesos     | 12016              |

\* KRINKO = Comissão para a higiene hospitalar e prevenção de infecções no Instituto Robert Koch.

\*\* Posição das pegas desenvolvida e introduzida no mercado por Mefina para o melhoramento da postura física durante o transporte do paciente.

\*\*\* Aprovado com êxito: Foi realizado um teste de resistência durante 2 horas de carga permanente com a versão L conforme EN 1865 e testes minuciosos ao tecido

Entre em contacto connosco para obter mais informações. Teremos todo o prazer em receber o seu pedido ou responder as suas perguntas.

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**

Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath

Tel.: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0  
Fax: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

Email: info@mefina-medical.de  
Página web: www.mefina-medical.de