

Sistemas para macas

Cadeiras de transporte

Incubadoras de transporte

**Sistemas intensivos móveis**

Produtos da medicina de urgência

Desfibrilação precoce

Produtos de salvamento

Rollboards

Equipamento de treino

Desenvolvimento de projetos

Gestão de emergências

Seminários de medicina

## Unidade Transporte CUI **ITE 1** para macas básicas Power Pro TL e XT



*versão TL verificada com  
êxito segundo **EN 1789***



## Transporte CUI ITE 1 para transportes CUI ou unidades de transportes de emergência

Soluções eficazes para a medicina de urgência



### + fornecimento de oxigénio integrado

- ▶ Podem ser integradas até 3 botijas de oxigénio de forma segura na maca
- ▶ ponto de central de fornecimento de oxigénio

### + Regulação automática de posições

- ▶ Permite uma utilização ergonómica
- ▶ Sistema hidráulico poderoso



### + Utilização fácil, segura e que suporta muito peso

- ▶ Centro de gravidade baixo
- ▶ capacidade de carga entre 220 Kg e 270 Kg (dependente dos aparelhos utilizados)
- ▶ controlado com êxito conforme EN 1789 (TL), EN 60601-1, 93/42 EWG

### + rapidamente armada

- ▶ todos os tripódes podem ser abaixados com poucas manobras
- ▶ desta forma, a maca pode ser utilizada para missões de primeiro socorro

### + aumento de superfície integrada

- ▶ aumento da largura de 30 cm

### + forte, resistente e duradouro

### + vários acessórios disponíveis (Z1)

- ▶ suporte especial para vários aparelhos



### Utilizar em:

Transportes de primeira atenção sanitária para adultos e crianças, transferencias, sistemas militares, transferencias em hospitais ou em unidades de urgência (por ex. em clínicas, em navios, etc.)

### Equipamento básico:

Este sistema oferece espaço para aparelhos de ventilação um ecrã, um desfibrilador, 6 a 8 seringas e bombas de seringas, 1 a 2 aspiradores médicos, inalação, fornecimento de oxigénio e suporte para bolsas para cateteres e bolsa de drenagem.

Os seguintes aparelhos pode ser integrados:

Weinmann Medumat Transport, Maquet Servo-i, B.Braun Perfusor Compact e Perfusor Space, Weinmann Accuvac Rescue, Corpuls C3, Philips IntelliVue MMS X2, WelchAllyn Propaq Encore.

Entre em contacto connosco para obter mais informações sobre os produtos mencionados. Teremos todo o prazer em receber o seu pedido ou responder as suas perguntas.

Os produtos aqui mencionados são marcas registadas dos proprietários em vários países. Mefina Medical é uma marca registada e protegida.