

# Wir haben zugehört!



Realitätsnah für den Notfall üben mit dem neuen  
**LIFEPAK® CR2-Trainer**



## ← Bleiben Sie einsatzbereit!

Mit dem LIFEPAK CR2-Trainer üben Sie realitätsnah die Verwendung des LIFEPAK CR2 Defibrillators. Der Trainer sieht genauso aus wie der CR2 und simuliert dessen tatsächliche Funktionsweise unter Verwendung der gleichen einfachen Benutzeroberfläche. Es wird nur keine echte elektrische Ladung abgegeben. Er kann für den vollautomatischen bzw. halbautomatischen Modus programmiert werden, um so die CR2-Funktionen und die cprINSIGHT™-Analysetechnologie zu simulieren.

## ← Flexibel und intuitiv programmierbare Szenarien

Alle Funktionen des Trainers sind programmierbar, um die gesamte Bandbreite möglicher Szenarien zu simulieren. Zwei vollständig konfigurierbare Szenarien können direkt am Gerät individuell angepasst und für maximale Flexibilität unterwegs aktualisiert werden.

## ← Einfach und bezahlbar

Der Trainer erkennt, wenn auf die QUIK-STEP™-Elektroden Druck ausgeübt wird und läuft automatisch durch das Szenario, ganz ohne Fernbedienung. Er wird mit ganz herkömmlichen Typ D-Batterien betrieben. Die neuen, wiederverwendbaren Übungselektroden hinterlassen keine Rückstände, verbessern die Hygiene während des Übungsszenarios und minimieren Rüstzeiten.

### Aktion!

CR2-Trainer kaufen  
5 Paar Elektroden  
kostenlos erhalten.



## ↑ Einfach und realitätsnah

Das Gerät ist einfach zu bedienen, simuliert den echten CR2, wird mit handelsüblichen Typ-D-Batterien betrieben und ist ganz ohne Fernbedienung nutz- und programmierbar.



## ↑ Robust und geräumig

Die neue geräumige Tasche bietet ausreichend Platz für 2 CR2-Trainer und ganz viel weiteres Schulungsequipment.



## ↑ Ganz neu

Die Elektroden sind bis zu 50x wiederverwendbar, den echten Elektroden des CR2 nachempfunden, robust und günstig.

**stryker**

Physio-Control Germany Sales GmbH, jetzt Teil von Stryker · Tel.: +49 (0)2131 6617-000 · cs-germany@physio-control.com · www.physio-control.de  
Physio-Control Austria Sales GmbH, jetzt Teil von Stryker · Tel.: +43 (0)1 740 40 2866 · cs-austria@physio-control.com · www.physio-control.at  
Physio-Control Switzerland Sales GmbH, jetzt Teil von Stryker · Tel.: +41 (0)800 00 66 33 · cs-switzerland@physio-control.com · www.physio-control.ch

# Bestellung

Hiermit bestelle ich verbindlich den LIFEPAK CR2-Trainer:



und erhalte 5 Paar Elektroden kostenlos zu jedem LIFEPAK CR2-Trainer dazu!

Der CR2-Trainer ist das perfekte Schulungsgerät:

- Keine Fernbedienung notwendig
- Bis zu 120h Betriebszeit
- Kindermodus - und Elektroden integriert
- Frei programmierbare Sprachen, zweisprachig
- Einfachste Handhabung wie beim echten CR2

Und kostengünstig im Unterhalt:

- Elektroden bis zu 50x wiederverwendbar
- Wird mit handelsüblichen Typ-D-Batterien betrieben
- Einfach und jederzeit updatefähig über USB

Angebot gültig bis 31.12.2017. Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Es gelten die AGB der Mefina Medical GmbH & Co.KG.

KUNDENNUMMER (FALLS VORHANDEN)

## Rechnungsadresse

|               |
|---------------|
| Name, Vorname |
| Abteilung     |
| Straße        |
| PLZ, Ort      |
| Telefon       |
| E-Mail        |

## Abweichende Lieferadresse

|               |
|---------------|
| Name, Vorname |
| Abteilung     |
| Straße        |
| PLZ, Ort      |
| Telefon       |
| E-Mail        |

Ort, Datum, Name des Bestellers und Unterschrift / Stempel