

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

Intensiv-Transport-Einheit ITE 1
auf Basis Stryker Power Pro TL oder XT

*TL-Version entspricht
der neuen **DIN 75076**
und der **EN 1789***





Intensiv-Transport-Einheit **ITE 1** für Intensivtransporte oder als Notfall-Transport-Einheit

Effiziente Lösungen für die mobile Notfallmedizin.

+ integrierte Gasversorgung mit ZGA

- bis zu drei Sauerstoff-/Druckluftflaschen sicher im Fahrgestell integriert
- zentrale ZGA-Abnahmestelle am Oberteil

+ automatische Höhenverstellung

- konsequent ergonomische Bedienung
- leistungsstarker hydraulischer Antrieb

+ einfach, belastbar und sicher

- niedriger Schwerpunkt
- zwischen 220 Kg und 270 Kg Kapazität (je nach verwendeten Medizingeräten)
- **erfolgreich geprüft nach:**
EN 1789 (TL), EN 60601-1, 93/42 EWG

+ schnell auf- und abgerüstet

- mit wenigen Handgriffen alle Stative abgeklappt und eingerastet
- somit kann die Trage auch jederzeit für Primäreinsätze genutzt werden

+ integrierte Verbreiterung der Liegefläche

- bis zu 30 cm breitere Liegefläche

+ robust, stabil und langlebig

+ umfangreiches Zubehörprogramm **Z1**

- spezielle Halterungen für viele Geräte



Anwendungsbereiche:

Intensiv-Transport-Wagen (ITW) - auch als Kinder-ITE möglich, Verlegungs-RTW, Systeme für Militär, innerklinische Verlegungen oder als Notfall-Transport-Einheit (z.B. für Kliniken, Passagierschiffe etc.)

Standard-Ausstattung:

Dieses System bietet Platz für ein Intensivbeatmungsgerät, einen Monitor, einen Defibrillator, 6-8 Spritzen- und Infusionspumpen, 1-2 Absaugpumpen, Inhalation, zentrale Gasversorgung mit ZGA-System und Halter für DK-Beutel, Drainagen-Beutel uvm.

Folgende Geräte können unter anderem integriert werden:

Weinmann Medumat Transport, Maquet Servo-i, B.Braun Perfusor Compact und Perfusor Space, Weinmann Accuvac Rescue, Corpuls C3, Philips IntelliVue MMS X2, WelchAllyn Propaq Encore.

Gerne beraten wir Sie hierzu weiterführend. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ihr Ansprechpartner: Stefan Fischer oder Ihr zuständiger Fachberater unseres Außendienstes.

In diesem Datenblatt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt.