

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards

Trainingsgeräte


Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

Rollboard Profi Rettungsdienst

*praxisbewährt:
bereits über 2.000 Stück
bundesweit im Einsatz*



Rollboard Profi Rettungsdienst

Die neueste Technologie zur deutlichen Reduzierung der körperlichen Belastung beim Umlagern von Patienten.

Eine Generation weiter bei den Themen Belastbarkeit, Gleitfähigkeit, Flexibilität, Hygiene, Robustheit und Gewicht.



+ Spezialkern, auch einsetzbar bei

- Höhendifferenzen
- Abstandsüberwindung (bis 15 cm)
- sitzenden oder halbsitzenden Patienten
- schwereren Patienten (bis 200 kg)

+ sehr leicht (nur 800 g Eigengewicht)

- Hightech-Material zur Gewichtsreduktion

+ Mehrwegbezug aus beschichtetem Nylon

- strapazierfähig und langlebig
- waschbar in der Maschine bei 60° C

+ sehr flach (nur 2,5 cm)

- leicht unter den Patienten zu schieben

+ platzsparend zu verstauen

- gefaltet nur ca. 50 x 45 cm

+ bestes Preis-/Leistungsverhältnis

+ robust, stabil und langlebig

- **3 Jahre Hersteller-Garantie**

+ optional mit Einweg-Gleitfolie

- erhöht die Belastbarkeit auf 300 kg

+ optional mit Einweg-Schutzfolie

- für Infektions- o. Trauma-Patienten



Artikel-Bezeichnung:

Artikel-Nr:

Rollboard Profi (ca. 85 x 45 cm)	10640
Eigentumskennzeichnung in gelb	10977
Ersatzbezug Nylon in rot	10782
Einweg-Schutzfolie, VPE (50 St.)	10893
Einweg-Gleitfolie, Rolle (100 m)	10424
Vorratsabroller für Einweg-Gleitfolie	10584
und für Sonderfahrzeuge (Intensiv oder XL):	
Rollboard Profi (ca. 180 x 50 cm)	10885

Gerne beraten wir Sie hierzu weiterführend.

Testen Sie dieses Produkt **kostenfrei für 3 Wochen**. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ihr Ansprechpartner: Timo Wogias oder Ihr zuständiger Fachberater unseres Außendienstes.

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Schimmelbuschstraße 31
D-40699 Erkrath

Telefon: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0
Telefax: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: www.mefina-medical.de