

Effiziente Lösungen für die
mobile Notfallmedizin.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards

Simulationsgeräte

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

Neu:

Multi-Gerätehalter RD
z.B. für Heimbeatmungsgeräte



**dynamisch geprüft
analog DIN EN 1789**

Multi-Gerätehalter RD

z.B. für Heimbeatmungsgeräte

Verwendbar an Normschienen

Effiziente Lösungen für die mobile Notfallmedizin.



Multi-Gerätehalter

**nur 2,3 kg Eigengewicht:
an Ihrer Normschiene zählt
jedes kg zur Einhaltung der
max. Gesamtbelastung**

+ maximale Sicherheit

- ▶ erfolgreich dynamisch geprüft gemäß DIN EN 1789 mit 15 G
- ▶ adäquate Ladungssicherung gemäß § 22 StVO und § 31 StVZO

+ für Geräte in folgenden Dimensionen

- ▶ Tiefe: 12 bis 27 cm
- ▶ Höhe: 5 bis 30 cm
- ▶ Breite: 12 bis 35 cm
- ▶ Gewicht: max. 7,3 kg

+ flexible Adaption an Normschienen

+ optionaler Spannungswandler zur Sicherung der Stromversorgung

+ robust, stabil und langlebig

+ 3 Jahre erweiterte Garantie*

... Technische Daten:

- ▶ BxHxT ca. 28,5 x 28,4 x 34,4 cm
- ▶ gefaltet: BxHxT ca. 28,5 x 11,4 x 34,4 cm
- ▶ Eigengewicht: **nur 2,3 kg**

+ kleines Packmaß - klappbar



Schutz- und Transporttaschen



Spannungswandler

Hauptartikel	Artikel Nr.
Multi-Gerätehalter RD	12315
Zubehörartikel	Artikel Nr.
Spannungswandler auf Halteplatte (1,9 kg)	12753
Tasche für Multi-Gerätehalter RD	12639
Tasche für Spannungswandler	12815

* = Ausgenommen sind Gurte und normaler Verschleiß.

Gerne beraten wir Sie zu dieser Entwicklung weiterführend. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Ihr Ansprechpartner: Stefan Fischer oder Ihr zuständiger Fachberater unseres Außendienstes.

Der Multi-Gerätehalter ist eine Entwicklung von Mefina Medical.
Weitere Informationen im Internet unter: www.rd-ausstattung.de

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Schimmelbuschstraße 31
D-40699 Erkrath

Telefon: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0
Telefax: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: www.mefina-medical.de