

## AED-Geräte

Einfach leben retten.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

**Früh-Defibrillation**

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



## AED-Geräte

Einfach leben retten.



## Lifepak CR Plus

### Einsteigergerät, geeignet für Ersthelfer

Dieses Gerät bietet vollautomatische Defibrillation, um einen Patienten im Rahmen eines Herz-Kreislauf-Stillschlags schnell und sicher versorgen zu können.

- ✓ Vollautomat
- ✓ Anwendung ohne Vorkenntnisse
- ✓ Automatische Analyse der Herzaktivität
- ✓ QUIK-PAK-Elektroden
- ✓ Hohe Schutzklasse (IP X4)
- ✓ Garantie 8 Jahre \*

## Lifepak 1000

### Profigerät mit erweitertem Funktionsumfang

Der robuste LIFEPAK 1000 ist benutzerfreundlich und für die Verwendung durch Profis entwickelt. Ein großer, intuitiver Monitor zeigt Grafiken und EKG-Kurven (optional) so an, dass sie deutlich und leicht lesbar sind. Zusätzlich

verwendet der LIFEPAK 1000 die cprMAX-Technologie, zur Minimierung von HLW-Unterbrechungen.

- ✓ Halbautomat für professionelle Anwender
- ✓ Anzeige von EKG-Daten (optional)
- ✓ Optimierte Beatmung während der Herz-Lungen-Wiederbelebung
- ✓ Biphasische ADAPTIV-Technologie sorgt für individuelle Schocktherapie
- ✓ Hohe Schutzklasse (IP55)
- ✓ Garantie 5 Jahre \*



\* Garantiebedingungen siehe: <https://www.aed-geraete.de/faq/>

# Lifepak CR2

## Modernste Technologie für alle Anwender

Die LIFEPAK CR2 sind sichere AED-Geräte, die einfach und effektiv durch die Wiederbelebung führen und bei Notwendigkeit defibrillieren.

- ✓ Verschiedene Ausführungen für Ersthelfer, Fachhelfer und Profis
- ✓ Fernwartung durch LifeLinkCentral AED Program Manager
- ✓ Optimierung für Beatmung während der Herzdruckmassage möglich
- ✓ Metronom und HLW-Coaching
- ✓ Garantie 8 Jahre \*



Das Gerät ist in drei Varianten erhältlich:

### CR2-Ersthelfer mit Vollautomatik

Klare und deutliche Anweisungen des Gerätes helfen, Leben zu retten. Dank der komplett vollautomatischen Funktion ist kein Eingriff des Ersthelfers zur Schockabgabe nötig.

### CR2-Fachhelfer mit Halbautomatik

Diese Ausführung bietet einfachste und sicherste Anwendung für Fachhelfer mit Vorkenntnissen im Bereich der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Thoraxkompressionen wechseln sich mit regelmäßigen Beatmungseinheiten ab, welche vom ausgebildeten Helfer- (Team) durchgeführt werden.

### CR2-Profi mit 3G und Halbautomatik

Diese Version des CR2 ist bestimmt für das Profi-Helfer-Team. Mit 3G-Modul bietet es alle Voraussetzungen für professionelle Arbeit auf höchstem Niveau. Halbautomatische Schockauslösung und Beatmungsoptimierung bieten professionelle Anwendern alle Möglichkeiten.

## AED-Geräte im Überblick

	CR Plus	CR 2			1000
		Vollautomat	Halbautomat	Halbautomat (3G)	
<b>Anwender</b>	Ersthelfer	Ersthelfer	Fachhelfer	Profi	Profi
<b>Vollautomat</b>	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
<b>EKG ist integriert</b>	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
<b>Fernüberwachung</b>	Nein	Ja	Ja	ja	Nein
<b>Optimiert für die Beatmung</b>	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
<b>HLW-Coaching</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Garantie</b>	8 Jahre *	8 Jahre *	8 Jahre *	8 Jahre *	5 Jahre *
<b>Netto-Preis</b>	1.197,48 €	1.839,50 €	1.747,06 €	1.873,11 €	2.936,98 €
<b>Brutto-Preis</b>	1.425,- €	2.189,- €	2.079,- €	2.229,- €	3.495,- €
<b>Netto-Preis je Monat ab **</b>	25,17 €	33,58 €	31,90 €	34,42 €	52,52 €
<b>Brutto-Preis je Monat ab **</b>	29,95 €	39,95 €	37,95 €	40,95 €	62,50 €

\* Garantiebedingungen siehe: <https://www.aed-geraete.de/faq/>

\*\* Verschiedene Finanzierungsmodelle im Angebot (Miete, Leasing). Konditionen abhängig von Laufzeit und Bonität.

## Der Nutzen von AED-Geräten

Bei ca. 85 % aller akuten Herzstillstände kommt es zu Kammerflimmern. Ein Defibrillator kann diese elektrisch kreisende Erregung des Herzens unterbrechen. Über zwei einfach auf den Brustkorb aufgeklebte Elektroden wird bei Bedarf das Herz des Patienten mit einem elektrischen Impuls behandelt, um damit die fatale Herzrhythmusstörung Kammerflimmern sofort (vor Ort) zu therapieren. Die AED-Geräte sind automatisiert und vollkommen sicher.

**Ergebnis: Nur eine Früh-Defibrillation mit AED-Gerät und guter Wiederbelebung geben dem Patienten eine wirkliche Chance.**

- ✓ Ca. 50.000 Menschen erleiden pro Jahr in Deutschland außerhalb eines Krankenhauses einen Herzstillstand.
- ✓ Nur ca. 10 % der Betroffenen überleben.
- ✓ Nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand sinkt die Überlebenschance mit jeder Minute um ca. 10 %.
- ✓ Die Chance verbessert sich erheblich bei sofortiger HLW und Defibrillation.
- ✓ Bis zu ca. 10.000 Menschen könnten jährlich durch den Einsatz von AED-Geräten allein in Deutschland gerettet werden.

## AED-Geräte

Einfach leben retten.

# Service

Rund um die Anschaffung von AED-Geräten gibt es Einiges zu beachten: Welche Standorte sollen gewählt werden? Welches ist das optimale Gerät für uns? Wie werden die Anwender geschult? Wer kümmert sich um die Wartung? Auch für diese und weitere Fragen sind wir Ihr kompetenter Partner.



# Schulung

Moderne AED-Geräte sind häufig darauf ausgelegt, auch von ungeschulten Ersthelfern bedient werden zu können. Vollautomatische Geräte übernehmen die Schockauslösung für den Anwender und geben Anleitung für eine effektive Wiederbelebung. Obwohl die Anwendung auf diese Weise stark vereinfacht werden konnte, steigert Vertrautheit mit den Vorgängen die Effizienz im Umgang

mit AED erheblich. Daher bieten wir als professioneller Partner neben den Geräten auch Schulungen der zukünftigen Anwender: Bei Ihnen vor Ort können Mitarbeiter oder freiwillige Helfer in die Benutzung der AED eingewiesen werden. So kann das technologische Potential der Geräte durch trainierte Anwendung bestmöglich genutzt werden.

## Planung & Konzeption

Eine weitere Voraussetzung für die effektive Nutzung von AED-Geräten ist ein schlüssiges Gesamtkonzept: Welche Standorte bieten sich für die AED-Geräte an? Welches Gerät sollte für welche Anwender gewählt werden? In welchen Abständen sind Wartung & Pflege nötig?

Für alle Fragen sind unsere Fachberater für Sie da und unterstützen Sie bei der Konzeption Ihrer Notfallvorsorge.



### Möglicher Leistungsumfang der Servicepakete

- ✓ Einrichtung bei Ihnen vor Ort
- ✓ Einweisung der Anwender
- ✓ Wartung & Reparaturen nach vorgesehenen Intervallen
- ✓ Passende Ergänzungen
- ✓ Leihgeräte-Service
- ✓ Professionelle Beratung zu ergänzenden Produkten

In diesem Datenblatt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt.

### Weitere Produktgruppen aus unserem Haus:

- Lagerungshilfen
- (Spezial-) Auflagen
- Trage- und Rettungstücher
- Trainingsprodukte
- Simulationsprodukte
- Transportinkubatoren
- Mobile Intensivsysteme
- Klinische Spezialprodukte

**Gerne beraten wir Sie weiterführend zu allen Produkten und Lösungen.**

#### Deutschland

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath  
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0  
E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [mefina-medical.de](http://mefina-medical.de)

#### Österreich

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
**Zweigniederlassung Linz**  
Industriezeile 47a  
A-4020 Linz  
Telefon: +43 (0) 7 32 / 93 16 40  
E-Mail: [info@mefina-medical.at](mailto:info@mefina-medical.at)  
Internet: [mefina-medical.at](http://mefina-medical.at)

