

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

**Mobile Intensivsysteme**

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards

Trainingsgeräte


Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

## Boden-Adapterplatte für CARDIOHELP-Halterung für ITW


erfolgreich dynamisch geprüft  
gemäß EN 1789:2010,  
DIN 75076:2011



## Boden-Adapterplatte für CARDIOHELP-Halterung für ITW

Optimale Fixierung, sichere und flexible Adaption

Effiziente Lösungen für die mobile Notfallmedizin.



### + robust, stabil und langlebig

- ▶ **3 Jahre erweiterte Garantie**  
(auf die Boden-Adapterplatte)

### + flexible Boden-Adaption

- ▶ nutzbar für Boden-Airline-Schienen  
(Rastermaße: metrisch oder Zoll)
- ▶ Abstand zwischen den Schienen:  
min. 255 mm und max. 500 mm

### + sicherer Halt am Boden

- ▶ erfolgreich dynamisch geprüft gemäß  
EN 1789:2010 und erfüllt somit die  
Anforderungen der DIN 75076:2011
- ▶ einfach zu adaptieren

### + Integration der Original Halterung des CARDIOHELP-Systems

- ▶ sichere, hochfeste Fixierung

### + platzsparend zu verstauen

- ▶ Bauhöhe nur 18 mm + Griffe

Made in Germany

Mefina-Artikel-Nr. der Boden-Adapterplatte: 11940

Durch die spezielle Boden-Adapterplatte, entwickelt durch Mefina Medical, wird das CARDIOHELP-System sicher und flexibel im Intensiv-Transport-Wagen (ITW) befestigt. Somit ist gewährleistet, dass das überlebenswichtige CARDIOHELP-System seinen festen Platz hat und gemäß den Normvorgaben verstaut ist.

Wird die Boden-Adapterplatte nicht benötigt, so ist diese aufgrund des geringen Platzbedarfs einfach zu deponieren.

In Kombination mit der Mefina Intensiv-Transport-Einheit (ITE 1) und dem CARDIOHELP-System kann der Intensivpatient auf höchstem medizinischen Niveau mobil transportiert werden.

Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt - wie auch zu unseren weiteren Lösungen für Intensivtransporte - ausführlich. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ihr Ansprechpartner: Stefan Fischer oder Ihr zuständiger Fachberater unseres Außendienstes.

CARDIOHELP System ist in mehreren Ländern eingetragene Marke der Maquet Cardiopulmonary AG, Deutschland. Mefina Medical ist als Marke geschützt. Die Adapterplatte ist ebenso geschützt. Alle Rechte bei Mefina Medical.

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**

Schimmelbuschstraße 31  
D-40699 Erkrath

Telefon: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0  
Telefax: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [www.mefina-medical.de](http://www.mefina-medical.de)