

Effiziente Lösungen für die  
mobile Notfallmedizin.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

**Notfallmedizin-Produkte**

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards

Simulationsgeräte

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

**Neu:**

**Halterungsserie für  
Zoll X-Series/Propaq MD**



erfolgreich dynamisch  
geprüft gemäß EN 1789  
und **mit 20 G**

**hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis**

## Halterungsserie Zoll X-Series/Propaq MD

Flexibel, multifunktionell, platzsparend.

Effiziente Lösungen für die mobile Notfallmedizin.

### Teil 1: Grundhalterung für den Monitor

#### Monitor-Adapter: gerade



Der Monitor ist hierdurch senkrecht an der Halterung ausgerichtet.

Artikel-Nr. 12889

oder

#### Monitor-Adapter: 20 Grad



Der Monitor ist hierdurch im 20 Grad Winkel an der Halterung ausgerichtet.

Artikel-Nr. 12890

### Teil 2: Halterungen

#### Halterung für Wandmontage



Halterung für eine direkte Montage an der Wand

Artikel-Nr. 12895

#### Halterung für Stative



Halterung für senkrechte Normschienen oder Stative

Artikel-Nr. 12896


#### Halterung für Normschienen



Halterung für einreihige Normschiene

Artikel-Nr. 12897

#### Halterung Schienen-System Typ Hessen



Halterung für zweireihige Normschienen-Systeme

Artikel-Nr. 12898

## Halterungsserie Zoll X-Series/Propaq MD

Flexibel, multifunktionell, platzsparend.

### Effiziente Lösungen für die mobile Notfallmedizin.

#### + maximale Sicherheit

- ▶ erfolgreich dynamisch geprüft, unter anderem gemäß DIN EN 1789:2010 bzw. DIN 75076:2012 und ergänzend mit **20 G** in alle 3 Achsen

#### + flexible Adaption

- ▶ Adaption an der Bordwand
- ▶ Adaption an Stativen
- ▶ Adaption an Normschienen der Fahrtragen
- ▶ Adaption an Normschienen der RTW/ITW und am Normschienen-System Typ Hessen

#### + integrierte Ladkontakte

#### Weitere Produktvorteile:

- + **robust, stabil und langlebig**
- + **leichte und platzsparende Ausführungen**
- + **weitere Sonderlösungen für Intensivtragen**
- + **weitere Sonderlösungen für Inkubatoren**
- + **desinfektionsbeständige Materialien**
- + **verschiedene Netzteilhalterungen**
- + **3 Jahre erweiterte Garantie\***

*1 Jahr intensive Produktentwicklung  
und Tests zu Ihrem Vorteil.*

\* = Ausgenommen normaler Verschleiß.

Gerne beraten wir Sie zu dieser Produktlinie weiterführend. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Ihr Ansprechpartner: Stefan Fischer oder Ihr zuständiger Fachberater unseres Außendienstes.

Zoll Medical, Propaq MD und X-Series sind in mehreren Ländern eingetragene Marken der Firma Zoll Medical.

Mefina Medical ist als Marke geschützt. Die Halterungen sind ebenso geschützt. Alle Rechte bei Mefina Medical.

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**

Schimmelbuschstraße 31  
D-40699 Erkrath

Telefon: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0  
Telefax: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [www.mefina-medical.de](http://www.mefina-medical.de)

