

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards

Trainingsgeräte

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

Intensiv-Anbau-System IAS 1
für Stryker M1 Fahrtragen



*erfolgreich dynamisch
geprüft gemäß
EN 1789*

Intensiv-Anbau-System IAS 1

Das modulare System für Verlegungstransporte in Fahrzeugen mit Tragetischen.

Effiziente Lösungen für die mobile Notfallmedizin.



+ integrierte Gasversorgung mit ZGA

- 1-2 Sauerstoffflaschen (2 Liter) unter der Liegefläche verstaut
- zentrale ZGA-Abnahmestelle am Oberteil

+ modularer Aufbau je nach Bedarf

- Normschienen in unterschiedlichen Längen
- zwei Multifunktionsstative
- bei Bedarf weitere Haltepunkte für Geräte

+ schnell auf- und abgerüstet

- mit wenigen Handgriffen alle Stative abgeklappt und eingerastet
- somit kann die Trage auch jederzeit für Primäreinsätze genutzt werden

+ IAS 1 + M1 erfolgreich dynamisch geprüft

- gemäß der DIN EN 1789

+ integrierte Verbreiterung der Liegefläche

- bis zu 30 cm breitere Liegefläche

+ robust, stabil und langlebig

- erweiterte Garantie auf das IAS 1

+ bestes Preis-/Leistungsverhältnis

+ umfangreiches Zubehörprogramm Z1

- spezielle Halterungen für viele Geräte



Anwendungsbereiche:

(Verlegungs-)RTW, MZF, Systeme für Katastrophenschutz, SEG und Militär, innerklinische Verlegungen

Standard-Ausstattung:

Dieses System bietet Platz für ein Transport-Beatmungsgerät, einen Monitor, einen Defibrillator, 4-6 Spritzen- und Infusionspumpen, eine Absaugpumpe, Inhalation, zentrale Gasversorgung mit ZGA-System, Halter für DK- oder Drainagen-Beutel uvm.

Folgende Geräte können unter anderem integriert werden:

Weinmann Medumat Transport, Dräger Oxylog 3000 plus, B.Braun Perfusor Compact und Perfusor Space, Weinmann Accuvac Rescue, Corpuls C3, Philips IntelliVue MMS X2, WelchAllyn Propaq Encore

Gerne beraten wir Sie hierzu weiterführend. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ihr Ansprechpartner: Stefan Fischer oder Ihr zuständiger Fachberater unseres Außendienstes.

In diesem Datenblatt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt.