

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

**Mobile Intensivsysteme**

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

**Intensiv-Transport-Einheit ITE 1**  
auf Basis Stryker Power Pro TL oder XT



erfüllt die  
**DIN 75076 und**  
**DIN EN 1789**

## Intensiv-Transport-Einheit **ITE 1**

für Intensivtransporte oder als  
Notfall-Transport-Einheit

Effiziente Lösungen für die mobile Notfallmedizin.

optimiert für Stryker  
Power Load System



### + integrierte Gasversorgung mit ZGA

- bis zu drei Sauerstoff-/Druckluftflaschen sicher im Fahrgestell integriert
- zentrale ZGA-Abnahmestelle am Oberteil

### + automatische Höhenverstellung

- konsequent ergonomische Bedienung
- leistungsstarker hydraulischer Antrieb

### + einfach, belastbar und sicher

- niedriger Schwerpunkt
- zwischen 220 Kg und 270 Kg Kapazität (je nach verwendeten Medizingeräten)
- **erfolgreich geprüft nach:**  
DIN EN 1789, EN 60601-1, 93/42 EWG

### + schnell auf- und abgerüstet

- mit wenigen Handgriffen sind die Stative abgeklappt und sicher eingerastet
- somit kann die Trage auch jederzeit für Primäreinsätze genutzt werden

### + integrierte Verbreiterung der Liegefläche

- bis zu 30 cm breitere Liegefläche

### + robust, stabil und langlebig

### + umfangreiches Zubehörprogramm Z1

- spezielle Halterungen für viele Geräte

#### Anwendungsbereiche:

Intensiv-Transport-Wagen (ITW) - auch als Kinder-ITE möglich, Verlegungs-RTW, Systeme für Militär, innerklinische Verlegungen oder als Notfall-Transport-Einheit (z.B. für Kliniken, Passagierschiffe etc.)

#### Standard-Ausstattung:

Die ITE 1 bietet Platz für ein Transportbeatmungsgerät, 6-8 Spritzen- und Infusionspumpen, 1-2 Absaugpumpen, einen Überwachungsmonitor/Defibrillator, Inhalation, zentrale Gasversorgung mit ZGA- System und Halter für DK-Beutel, Drainage uvm.

Folgende Geräte können unter anderem integriert werden:

Hamilton T1, Draeger Oxylog 3000+, Weinmann Medumat Transport, B.Braun Perfusor Compact oder Perfusor Space, Weinmann Accuvac Pro, Zoll X-Series, Corpuls C3 SLIM, Philips IntelliVue MMS X2

Gerne beraten wir Sie hierzu weiterführend. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ihr Ansprechpartner: Stefan Fischer oder Ihr zuständiger Fachberater unseres Außendienstes.

In diesem Datenblatt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt.