

Effiziente Lösungen für die
mobile Notfallmedizin.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

Multi-Gerätehalter RD
z.B. für Heimbeatmungsgeräte



**dynamisch geprüft
gemäß DIN EN 1789**

Multi-Gerätehalter RD

z.B. für Heimbeatmungsgeräte

Verwendbar an Normschienen

Effiziente Lösungen für die mobile Notfallmedizin.



Multi-Gerätehalter

nur 2,3 kg Eigengewicht: an Ihrer Normschiene zählt jedes kg zur Einhaltung der max. Gesamtbelastung der Normschiene an der Wand*

+ maximale Sicherheit

- › erfolgreich dynamisch geprüft gemäß DIN EN 1789 mit 15 G
- › adäquate Ladungssicherung gemäß § 22 StVO und § 31 StVZO

+ für Geräte in folgenden Dimensionen

- › Tiefe: 12 bis 27 cm
- › Höhe: 5 bis 30 cm
- › Breite: 12 bis 35 cm
- › Gewicht: max. 7,3 kg

+ flexible Adaption an Normschienen

+ optionaler Spannungswandler zur Sicherung der Stromversorgung

+ robust, stabil und langlebig

+ kleines Packmaß: (klappbar)

... Technische Daten:

- › BxHxT ca. 28,5 x 28,4 x 34,4 cm
- › gefaltet: BxHxT ca. 28,5 x 11,4 x 34,4 cm
- › Eigengewicht: **nur 2,3 kg**

+ 3 Jahre erweiterte Garantie**



Spannungswandler



Schutz- und Transporttaschen

Hauptartikel	Artikel Nr.
Multi-Gerätehalter RD	12315
Zubehörartikel	Artikel Nr.
Spannungswandler auf Halteplatte (1,9 kg)	12753
Tasche für Multi-Gerätehalter RD	12639
Tasche für Spannungswandler	12815

* = Normschienen müssen mit der zulässigen Belastung gemäß EN 1789 gekennzeichnet sein.

** = Ausgenommen sind Gurte und normaler Verschleiß.

Gerne beraten wir Sie zu dieser Entwicklung weiterführend. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Ihr Ansprechpartner: Stefan Fischer oder Ihr zuständiger Fachberater unseres Außendienstes.

Der Multi-Gerätehalter ist eine Entwicklung von Mefina Medical.

Weitere Informationen im Internet: mefina-medical.de

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath

Telefon: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0
Telefax: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: www.mefina-medical.de