

Rollboard Profi & Rollboard Flex

einfach. ergonomisch. clever.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte


Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare





Rollboard Profi & Rollboard Flex

Die Rollboards reduzieren deutlich die körperlichen Belastungen beim Umlagern von Patienten. Sie erlauben eine Abstandsüberwindung bis 15 cm, helfen beim Ausgleich von Höhendifferenzen und können bei Personen bis zu einem Körpergewicht von 200 kg (bei Verwendung des Mehrweg-Bezuges) eingesetzt werden.

Der mitgelieferte Mehrweg-Bezug besteht aus beschichtetem Nylon, ist äußerst strapazierfähig und bis 60° C maschinen-waschfähig.

Zum besseren Verstauen lassen sich beide Boards falten. Für das Rollboard Profi wie auch für das Rollboard Flex besteht eine 3-jährige Herstellergarantie.

Optional können für die Rollboards auch Einweg-Schutzfolien als Bezug genutzt werden. Die Verwendung von Einwegfolie erhöht die Belastbarkeit bis auf 300 kg. Beim Mehrweg-Schutzbezug ist eine Eigentumskennzeichnung in Gelb möglich.


Rollboard Profi

Größe: ca. 85 cm x 45 cm

einfach faltbar auf: ca. 50 cm x 45 cm

Höhe: ca. 2,5 cm

Gewicht: ca. 800 g



Rollboard Profi
Art.-Nr.: 10640


Rollboard Flex

Größe: ca. 85 cm x 45 cm

zweifach faltbar auf: ca. 27,5 cm x 45 cm

Höhe: ca. 1,5 cm

Gewicht: ca. 500 g



Rollboard Flex
Art.-Nr.: 14196

Zubehör	Artikel-Nr.
Eigentumskennzeichnung, in Gelb	10977
Ersatzbezug, Nylon, in Rot	10782
Einweg-Schutzfolie, VPE (50 St.)	10893
Einweg-Gleitfolie, Rolle (100 m)	10424
Vorratsabroller für Einweg-Gleitfolie	10584
für Sonderfahrzeuge (Intensiv oder XL)	
Rollboard Profi XL (ca. 180 x 50 cm)	10885

Gerne beraten wir Sie hierzu weiterführend. Testen Sie dieses Produkt kostenfrei für 3 Wochen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Sprechen Sie Ihren zuständigen Fachberater aus unserem Außendienst an.

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Falkenberger Weg 42

D-40699 Erkrath

Telefon: +49 (0)21 04 / 8 33 80 - 0

E-Mail: info@mefina-medical.de

Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Zweigniederlassung Linz

Industriezeile 47a

A-4020 Linz

Telefon: +43 (0)7 32 / 93 16 40

E-Mail: info@mefina-medical.at

Internet: mefina-medical.at

