

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

**Notfallmedizin-Produkte**

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

**Neu:**

**Gerätehalter für  
Hamilton T1**

*erfolgreich dynamisch geprüft  
gemäß DIN EN 1789:2014*



## Gerätehalter für Hamilton T1

Optimaler Schutz vor Beschädigungen - flexible Adaption

Effiziente Lösungen für die mobile Notfallmedizin.



### + maximale Sicherheit

- ▶ erfolgreich dynamisch geprüft gemäß DIN EN 1789 und zusätzlich mit 20 G

### + Dimension des Beatmungsgeräts:

- ▶ Tiefe: 210 mm
- ▶ Höhe: 310 mm
- ▶ Breite: 300 mm
- ▶ Gewicht: 6,5 kg mit Batterie und Griff

### + flexible Adaption an Stativen oder Normschienen

### + robust, stabil und langlebig

### + Gerät schnell und einfach zu entnehmen

### + geeignet für alle T1-Griffvarianten

### + 3 Jahre erweiterte Garantie\*

### Technische Daten der Halterung:

- ▶ Tiefe: 268 mm
- ▶ Höhe: 343 mm
- ▶ Breite: 300 mm

\* = Ausgenommen ist der normale Verschleiß.

Gerätehalter	Artikel Nr.
Stativmontage	13387
Montage an Normschiene	13388



Gerne beraten wir Sie zu dieser Entwicklung weiterführend.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Ihr Ansprechpartner: Stefan Fischer oder Ihr zuständiger Fachberater unseres Außendienstes.

Der Gerätehalter für Hamilton T1 ist eine Entwicklung von Mefina Medical. Weitere Informationen im Internet unter: [www.rd-ausstattung.de](http://www.rd-ausstattung.de)

Hamilton ist eine in mehreren Ländern eingetragene Marke der Hamilton Medical AG, Europa. Mefina Medical ist als Marke geschützt. Die Halterungen sind ebenso geschützt. Alle Rechte bei Mefina Medical.

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath

Telefon: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0  
Telefax: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [www.mefina-medical.de](http://www.mefina-medical.de)