

Ablagetisch für Stretcher ST1/-X

praktisch. variabel. stabil.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



Ablagetisch für Stretcher ST1 und ST1-X

Der klappbare **Ablagetisch** von Mefina Medical ist eine funktionelle Erweiterung für den Stryker® Stretcher ST1 oder ST1-X. Durch das einfache Einstecken am Fußende kann die Vorrichtung ohne Werkzeug befestigt werden. Zusätzlich verfügt der **Ablagetisch** über eine geschlossene Fußblende aus einer stabilen HPL-Platte.

Der Tisch ist bis 15 kg belastbar und weist allseitig eine Kante auf, damit abgelegte Gegenstände bei Erschütterungen und im Fahrbetrieb nicht ungehindert von der Ablage rutschen. Zur zusätzlichen Fixierung von Geräten können bedarfsgerecht positionierbare Spanngurte angebracht werden. Diese sind textiltfrei und damit sehr einfach zu desinfizieren.

Für den sicheren Gebrauch arretiert die Ablage in aufgeklappter Betriebsposition automatisch per Rastbolzen. Wird der Tisch nicht mehr benötigt, kann er nach Lösen des Rastbolzens wieder in seine senkrechte Parkposition hinter der Fußblende zurückgeschwenkt werden.

Der Abstand zwischen der Matratze und der Unterseite des **Ablagetisches** misst ca. 40 cm.

Maße gesamt (Tisch weggeklappt)

Höhe: ca. 60 cm

Breite: ca. 49 cm

Maße der Ablagefläche

Breite: ca. 48 cm

Tiefe: ca. 29 cm

Alle Vorteile auf einen Blick

- lässt sich werkzeugfrei anbringen
- ist einklappbar
- besitzt eine geschlossene Fußblende aus einer stabilen HPL-Platte
- die Ablagefläche ist bis 15 kg belastbar
- eine umlaufende Kante an der Ablagefläche verhindert das Herunterrutschen von Gegenständen
- zwei textiltfreie Spanngurte zur Fixierung von Gegenständen

Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt weiterführend.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Falkenberger Weg 42

D-40699 Erkrath

Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0

E-Mail: info@mefina-medical.de

Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Betriebsstätte Wien

Tuchlauben 7a

A-1010 Wien

Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0

E-Mail: info@mefina-medical.at

Internet: mefina-medical.at

