

# Auflagenmatratze Basic-Blue

einfach. langlebig. gut.

  
**mefina medical**<sup>®</sup>  
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

**Rettungsprodukte**

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare






## Auflagenmatratze Basic-Blue für Krankentragen

Einfach, langlebig und mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Alles für die täglichen Bedürfnisse im Krankentransport und im Krankendienst.

Marken-Schaumstoff für guten Liegekomfort, praktische Aussparungen für die Positionierung der Schultergurte. Feuchtigkeitsabweisender Stoff, einfach zu reinigen.


Maße: Länge ca. 184 cm, Breite ca. 47 cm, Höhe ca. 10/6/2,5 cm



*Das Produkt entspricht der EN 1865:2012 Teil 1 und Teil 2 sowie der EN 597-1*

### Produkteigenschaften

- sekret- und flüssigkeitsabweisendes Oberflächenmaterial
- deutlich verbesserter Liegekomfort, kein Durchliegen auf die harten Teile der Trage
- hochwertiger Marken-Schaumkern
- suffiziente Lagerung auch für Patienten über 120 kg (belastbar bis 250 kg)
- besonders strapazierfähiges Material
- Gurtdurchführungen für Schultergurte



#### Produktempfehlung

Zur leichteren Umlagerung von Patienten empfehlen wir optional das 2-fach faltbare **Rollboard Profi FLEX**, Artikel-Nr.: **14196**

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

#### Deutschland

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath  
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0  
E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [mefina-medical.de](http://mefina-medical.de)

#### Österreich

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
**Zweigniederlassung Linz**  
Industriezeile 47a  
A-4020 Linz  
Telefon: +43 (0) 7 32 / 93 16 40  
E-Mail: [info@mefina-medical.at](mailto:info@mefina-medical.at)  
Internet: [mefina-medical.at](http://mefina-medical.at)

