

Boden-Adapterplatte für CARDIOHELP-Transporthalterung

robust. sicher. einfach.


mefina medical[®]
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management


Medizinische Seminare



Boden-Adapterplatte für CARDIOHELP-Transporthalterung

Durch die spezielle **Boden-Adapterplatte**, entwickelt von Mefina Medical, wird das CARDIOHELP-System sicher und flexibel im Intensiv-Transport-System (ITW) befestigt. Somit wird gewährleistet, dass das überlebenswichtige CARDIOHELP-System seinen festen Platz hat und gemäß den Normvorgaben verstaut ist.

Aufgrund einer Bauhöhe von nur 18 mm + Griff, kann die Boden-Adapterplatte, wenn sie nicht benötigt wird, ganz einfach platzsparend verstaut werden.



Boden-Adapterplatte
 Art.-Nr.: 11940



Verriegelung
 in zwei Airline-
 Schienen im
 Fahrzeugboden mit
 4 Schraub-Fittingen

Alle Vorteile auf einen Blick

- flexible Boden-Adaption
 - nutzbar für Boden-Airline-Schienen (Rastmaße: metrisch oder Zoll)
 - Abstand zwischen den Schienen: min. 255 mm und max. 500 mm
 - in alle 4 Richtungen ausrichtbar
- geprüft gemäß DIN EN 1789:2010
- erfüllt die Anforderungen der DIN 75076:2011
- platzsparend zu verstauen
- robust, stabil und langlebig
- 3 Jahre erweiterte Garantie*

Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt weiterführend.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

* auf die Boden-Adapterplatte

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
 Falkenberger Weg 42
 D-40699 Erkrath
 Telefon: +49 (0) 21 04 / 833 80-0
 E-Mail: info@mefina-medical.de
 Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
 Betriebsstätte Wien
 Tuchlauben 7a
 A-1010 Wien
 Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0
 E-Mail: info@mefina-medical.at
 Internet: mefina-medical.at

