

GEL-AIR-TEC Auflagen und Sitzkissen

schonend. weich. entlastend.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettingsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



GEL-AIR-TEC Auflagen und Sitzkissen

Die zukunftsweisende GEL-AIR-TEC Technologie steht mit ihrem patentierten Gel-Lamellen-Luft-System für Druckentlastung für einen patientengerechten Liege- bzw. Sitzkomfort.

Diese Produkte kombinieren die Vorteile von Gel- und Luftkammer-Systemen, sind jedoch gegenüber reinen Gel-Produkten deutlich leichter und günstiger im Preis.



Im Vergleich zu anderen Kaltschaum-Produkten gleicher Dicke bietet GEL-AIR-TEC einen deutlich höheren Komfort*, da die revolutionäre Gel-Wabenstruktur nur an den Druckpunkten nachgibt und bei Entlastung sofort wieder die ursprüngliche Form annimmt.

Dabei wird die Produktreihe gleichzeitig als weich und dennoch stabil empfunden.

Die Druckentlastungswerte** sind beeindruckend. Ebenso das Feedback von Patienten und Anwendern. Der Kern des GEL-AIR-TEC ist hoch atmungsaktiv, wodurch ein unangenehmes Schwitzen vermieden wird. Neben der Dekubitus-Prophylaxe bieten die Produkte einen zusätzlichen Federkomfort im Fahrzeug.

Weiterhin sind die Produkte in Größe und Details an die jeweiligen Einsatzbereiche (ITW, Verlegungsfahrten bzw. Rückholeinsätze) angepasst.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Hoher Sitz- und Liegekomfort
- Hohe Druckentlastung
- Atmungsaktiver Kern
- Bezug abnehmbar und bei 95° C waschbar
- Bezug ist abwisch- und desinfizierbar*** und dicht gegen Flüssigkeiten/Verunreinigungen (ISO 811)
- Schwer entflammables Material (BS 6807 CRIB 5)
- Zugfestigkeit: über 200 N (ISO 13934-1)
- Auflage belastbar bis 220 kg
- 3 Jahre erweiterte Garantie

Gerne beraten wir Sie zu dieser Produktlinie weiterführend. **Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**

* Laut Patienten- und Anwenderbefragung: 94 % der Befragten voten für GEL-AIR-TEC.
** Eine Tabelle des Herstellers mit den Messergebnissen zur Druckentlastung ist abrufbar.
*** Bitte die Pflegeanleitung beachten, keine chlorhaltigen Desinfektionsmittel verwenden.

Hauptartikel	Artikel Nr.
GEL-AIR-TEC Auflage für Fahrtragen, 48 cm	12002
Flügelmatratze zur Verbreiterung auf 90 cm	12004
GEL-AIR-TEC Sitzkissen, 46 cm breit	12003

Zubehör	Artikel Nr.
Ersatzbezug GEL-AIR-TEC Auflage	12461
Ersatzbezug GEL-AIR-Tec Sitzkissen, 46 cm	12462
Muldenkissen Profi	11990



In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

