

Gerätehalter für Hamilton® T1

stabil. praktisch. robust.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



Gerätehalter für Hamilton[®] T1



Alle Vorteile auf einen Blick

- einfache und schnelle Entnahme des Gerätes
- flexible Adaption an Stativen oder Normschienen
- geeignet für T1-Griffvarianten „C“ und „D“
- robust, stabil und langlebig
- geprüft gemäß DIN EN 1789
- 3 Jahre erweiterte Garantie*

Gerätehalter	Artikel Nr.
Stativmontage	13387
Montage an Normschiene	13622

Durch die Gerätehalterung von Mefina Medical ist der Hamilton[®] T1 optimal vor Beschädigung geschützt.

Die Halterung kann – je nach Variante – an Stativen oder Normschienen montiert werden und ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Entnahme des Gerätes.

Die Halterung wurde erfolgreich dynamisch geprüft gemäß DIN EN 1789 und zusätzlich mit 20 G.

Technische Daten der Halterung:

- Tiefe: 269 mm
- Höhe: 343 mm
- Breite: 300 mm
- Gewicht: 3,32 kg

Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt weiterführend.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

* ausgenommen ist der normale Verschleiß

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 833 80-0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44-0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

