

Halterung Philips® IntelliVue® X3

sicher. schützend. stabil.


mefina medical[®]
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



Halterung Philips® IntelliVue® X3

Die **stabile Halterung** ist geeignet für die Aufnahme des Patientenmonitors „IntelliVue® X3“ in Verbindung mit dem „IntelliVue® Dock X3/MX100“ – ohne ein weiteres Zusatzmodul. Sie besteht aus Aluminium und ist mit einer pulverbeschichteten Oberfläche versehen, die leicht durch Wischdesinfektion gereinigt werden kann. Durch die fast vollständige Ummantelung von fünf Seiten ist der Philips® IntelliVue® X3 innerhalb der Halterung sehr gut vor mechanischen Einwirkungen geschützt. Die Aussparungen an den Anschlüssen lassen eine einfache und schnelle Verkabelung zu.

Zusätzlich sichert eine Arretierung das Gerät vor dem unbeabsichtigten Herausrutschen. Die **Halterung Philips® IntelliVue® X3** von Mefina ist gemäß **DIN EN 1789:2020-12**. Die Vierfachbohrung im Boden der Halterung ist für eine "Tischmontage" vorgesehen, z. B. auf einer Inkubator-Plattform. Die Schnellspannklaue an der Rückseite ermöglicht – je nach Variante – eine Montage an vertikalem Rohr oder horizontaler Schiene.

Maße der Halterung ohne Schnellspannklaue:

B x H x T: ca. 20,9 x 11,5 x 16,2 cm



*Gerätesicherung
gegen Herausrutschen*

Mefina-Halterung Philips® IntelliVue® X3 für die ...

... Variante „Tisch- oder Stativmontage“:
Art-Nr.: 17035

... Variante „Tisch- oder Normschiene montage“:
Art-Nr.: 17025



Hersteller gemäß MDR: Mefina Medical GmbH & Co. KG. Die Produkte dieses Flyers tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 2017/745. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen. Sortimentsänderungen sind vorbehalten. In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

Alle Vorteile auf einen Blick

- verschiedene Montagemöglichkeiten: direkte Tischmontage und Stativ- oder Normschiene montage
- guter Schutz des Philips® IntelliVue® X3 vor mechanischen Einwirkungen von außen
- Arretierung sichert das Gerät vor unbeabsichtigtem Herausrutschen
- die pulverbeschichtete Oberfläche erlaubt eine leichte Wischdesinfektion
- die Halterung ist gemäß **DIN EN 1789:2020-12**

