

## Halterungen Zoll X-Series / Propaq MD

Flexibel. Multifunktionsell. Platzsparend.

  
**mefina medical**<sup>®</sup>

Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

### Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationsgeräte

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



erfolgreich dynamisch  
geprüft gemäß EN 1789  
und mit 20 G

# Halterungen Zoll X-Series / Propaq MD

Flexibel. Multifunktionell. Platzsparend.

## Teil 1: Adapter für den Monitor

Adapter für Monitor – gerade

oder

Adapter für Monitor – 20 Grad



Der Monitor ist hierdurch senkrecht an der Halterung ausgerichtet  
Artikel-Nr. 12889



Der Monitor ist hierdurch im 20 Grad Winkel an der Halterung ausgerichtet  
Artikel-Nr. 12890

## Teil 2: Halterungen

Halterung zur Wandmontage



Halterung zur direkten Montage an der Wand  
Artikel-Nr. 12895

Halterung für Stative



Halterung für senkrechte Normschienen oder Stative  
Artikel-Nr. 12896

## Halterung für Normschienen



Halterung für einreihige Normschiene  
Artikel-Nr. 12897



Der Monitor mit der Halterung  
für einreihige Normschiene

## Halterung für Schienensystem Typ Hessen



Halterung für zweireihige  
Normschienensysteme  
Artikel-Nr. 12898

### Weitere Lösungen:

- ✓ „L“-Halterung zur Standmontage  
Artikel-Nr. 13048
- ✓ Gehäusehalterung  
(„rund-um-Schutz“-Halterung)  
Artikel-Nr. 12902
- ✓ Wandadapter mit schräger  
Ausrichtung links oder rechts  
für „verbesserten Blickwinkel“  
Artikel-Nr. 13049
- ✓ Halterung für das Netzteil zur  
Erweiterung der Grundhalterung  
oder zur abgesetzten Montage  
Artikel-Nr. 13042

# Haltegerätee Zoll X-Serie / Propaq MD

Flexibel. Multifunktionell. Platzsparend.

## ✓ maximale Sicherheit

- ▶ erfolgreich dynamisch geprüft, unter anderem gemäß DIN EN 1789:2010 bzw. DIN 75076:2012 und ergänzend mit **20 G** in alle 3 Achsen

## ✓ flexible Adaption

- ▶ Adaption an der Bordwand
- ▶ Adaption an Stativen
- ▶ Adaption an Normschienen der Fahrtragen
- ▶ Adaption an Normschienen der RTW/ITW und am Normschienensystem Typ Hessen

## ✓ integrierte Ladkontakte



## Weitere Produktvorteile:

- ✓ **robust, stabil und langlebig**
- ✓ **leichte und platzsparende Ausführungen**
- ✓ **desinfektionsbeständige Materialien**
- ✓ **Sonderlösungen für Intensivtragen**
- ✓ **Sonderlösungen für Inkubatoren**
- ✓ **verschiedene Netzteilhalterungen**
- ✓ **3 Jahre erweiterte Garantie\***

\* = ausgenommen normaler Verschleiß.

**1 Jahr intensive Produktentwicklung und Tests zu Ihrem Vorteil.**

## Weitere Produktgruppen aus unserem Haus:

Lagerungshilfen  
(Spezial-)Auflagen  
Trage-/Rettungstücher  
Trainingsprodukte  
Simulationssysteme  
Transportinkubatoren  
Mobile Intensivsysteme  
Klinische Spezialprodukte

Gerne beraten wir Sie weiterführend zu allen Produkten und Lösungen.

Zoll Medical, Propaq MD und X-Series sind in mehreren Ländern eingetragene Marken der Firma Zoll Medical. Mefina Medical ist als Marke geschützt. Die Haltegerätee sind ebenso geschützt. Alle Rechte bei Mefina Medical.

Gerne beraten wir Sie zu dieser Produktlinie weiterführend. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath

Telefon: + 49 (0) 21 04 – 8 33 80 – 0  
Telefax: + 49 (0) 21 04 – 8 33 80 – 20

E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [www.mefina-medical.de](http://www.mefina-medical.de)

