

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationsysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



i-STAT[®] Alinity


Das i-STAT[®] Alinity ist ein einfach zu bedienendes, tragbares Blutanalysegerät, das diagnostische Testergebnisse in Echtzeit und in Laborqualität liefert.

Die intuitiv zu bedienende, einfache Benutzeroberfläche ermöglicht schnelle Messungen direkt beim Patienten am Bett oder in der mobilen Notfallrettung.

Das preisgekrönte, ergonomische Gerätedesign und die Bedienung über ein farbiges Touchscreen-Display ermöglichen eine einfache Navigation mit minimalem Schulungsaufwand.

Die Verwendung der geschlossenen Einweg-Kartuschen zur Durchführung einer Patientenmessung bietet eine perfekte, hygienische Arbeitssituation. Das vielfältige Kartuschensortiment ermöglicht eine optimale Abdeckung des jeweiligen medizinischen Anforderungsprofils bei Untersuchungen wie z. B. von Blutgasen und Elektrolyten.

Zusätzliche Sicherheit bietet der 2D-Barcodescanner bei der Arbeit mit Kartuschen und Kontrolllösungen durch Dokumentieren von Anwender- und/oder Patienten-ID's.



audio-visueller Alarm

gute Usability durch intuitive Menüführung

preisgekröntes, ergonomisches Gerätedesign

Gerne berät Sie das Mefina-Fachberatersteam hinsichtlich der zur Verfügung stehenden, breit gefächerten Auswahl an Kartuschen und Kontrolllösungen sowie einer geeigneten Konfiguration an Hardware, um sich optimal auf Ihre Anforderungen einstellen zu können.

Technische Gerätedaten

- **Abmessungen:**
Höhe 25,6 cm
Breite 14,3 cm
Tiefe 8,1 cm
- **Gewicht:** 660 g ohne Batterie,
mit wiederaufladbarer Batterie 840 g
- **Stromversorgung:** Lithium-Ionen-Akku 3,65 (nominal) VDC, 19,3 Wh
- **Betriebstemperatur:** 16 - 30 °C für klinische Tests
- **9 verschiedene Kartuschentypen** bieten in Summe einen Überblick über 21 verschiedene Blutwerte

Hersteller gemäß MDR: Abbott Point of Care Inc., 400 College Road East | Princeton, NJ 08540 USA. Die Produkte dieses Flyers tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 2017/745. Alle Informationen richten sich nur an Fachkreise gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG). Unser Angebot und alle Informationen richten sich ausdrücklich nicht an Laien/Patienten. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen. Sortimentsänderungen sind vorbehalten. In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 833 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

