

# EMS-Special® – Intensiv-Transport-Einheit ITE 1

auf Basis der Power-PRO XT oder Power-PRO 2

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

**Mobile Intensivsysteme**

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



bewährt. robust. langlebig.

# EMS-Special® - Intensiv-Transport-Einheit ITE 1 auf Basis der Power-PRO XT oder Power-PRO 2

## Für den Intensivtransport und für Notfälle bestens gerüstet

Das marktführende System in Deutschland für die Power-PRO XT, neu auch für die Power-PRO 2

### Die wesentlichen Vorteile

- **Vollständige Erfüllung der ITW-Norm**  
(DIN 75076:2012-05 in Verbindung mit DIN EN 1789:2020-12)
- **Zugelassenes Gesamtsystem**  
gemäß (EU) 2017/745 (MDR)
- **Integriertes O<sub>2</sub>-Gasversorgungssystem**  
(bis zu 1.200 Liter - Medizinprodukt der Klasse II)
- **Weichlagerungssystem GEL-AIR-TEC**  
für einen patientengerechten Liegekomfort
- **integrierte Verbreiterung**  
die Liegefläche im Rumpfbereich erweitert sich um ca. 30 cm

1 Transportbeatmungsgerät	1 Monitor/Defibrillator	6 Spritzen-/Infusionspumpen
1 Beatmungsschlauchhalter	1 Absauggerät (elektr.)	1 Halteplatte für Urinbeutel etc.
2 O <sub>2</sub> -ZGA-Abnahmestellen	1 O <sub>2</sub> -Flow	Optional: O <sub>2</sub> -Umschaltventil (mobil/zentral)
2 O <sub>2</sub> -(Integral-)Flaschen	4 Infusionshalterungen	1 Ablageset



Die Geräte sind an den Stativen schwenkbar.

Als ITE 1 ausgerüstet beträgt das maximal zulässige Patientengewicht 228 kg.

---

## Durchdacht von A - Z

**Von der Absaugung bis zur Zubehörlinie!** Mit über 10 Jahren Expertise und mehr als 100 Systemen im deutschen Markt können wir Ihnen ein langzeitstabiles System mit geringsten Ausfallzeiten und 3 Jahren Basis-Garantie\* sowie einer Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahren\* anbieten.

Ein erfahrener Projektleiter konfiguriert mit Ihnen Ihr individuelles System, abgestimmt auf den Innenraum Ihres ITW und angepasst an die Bedürfnisse vor Ort.

Kommt Ihr ITW zu einem Notfall oder wird hierzu alarmiert, kann die ITE 1 mit wenigen Handgriffen so abgerüstet werden, dass Sie als reine Fahrtrage für den Primäreinsatz genutzt werden kann.



## Alles aus einer Hand

Mit einem Servicevertrag bei unserem medTec-Systemservice führen wir Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen bei Ihnen vor Ort durch. Unser technischer Meisterbetrieb erfüllt die DIN EN 13485 sowie die Vorgaben der MPBtreibV und verfügt über die Sachkundennachweise gemäß TRBS 1203.



## Garantie und Garantieverlängerung\*

Auf alle unsere Mefina Bauteile (ITE-Rüstsatz, Sauerstoff, Lagerung und Gerätehalterungen) bieten wir inkludiert eine Garantie\* von 3 Jahren an. Darüberhinaus können Sie eine Garantieverlängerung\* abschließen auf insgesamt 5 Jahre.

\* Ausgeschlossen von den Garantien sind unsachgemäße Anwendung, fehlerhafte Aufbereitung, Beschädigungen und Verschleißteile.

## Mefina Medical erhält 2023 die begehrte Auszeichnung

In der Jubiläumsrunde des Innovationswettbewerbs TOP 100 hatten sich 550 Unternehmen um die Auszeichnung beworben – so viele wie nie zuvor. Am Freitag, den 23.06.23 wurde unser Unternehmen offiziell im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits ausgezeichnet.



Ausschlaggebend für einen Erfolg bei TOP 100 sind nicht nur einzelne Erfindungen, sondern auch das Innovations-Management und die Innovationserfolge des Unternehmens.

Durch ein unabhängiges, fundiertes Verfahren wurden mehr als 100 wissenschaftliche Parameter bewertet und analysiert.

Für Mefina Medical ist diese Auszeichnung Ansporn, verstärkt eigene Produkte/Lösungen zu entwickeln im Sinne unserer Kunden und unseres Slogans:

**MEFINA MEDICAL - EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR MEHR FORTSCHRITT UND SICHERHEIT<sup>®</sup>**

Hersteller gemäß MDR: Mefina Medical GmbH & Co. KG. Die einzelnen Produkte dieses Flyers tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 2017/745. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen. Sortimentsänderungen sind vorbehalten. Mefina Medical ist als Marke geschützt.

### Weitere Produktgruppen aus unserem Haus:

- Lagerungshilfen
- (Spezial-) Auflagen
- Trage-/Rettungstücher
- Trainingsprodukte
- Simulationssysteme
- Transportinkubatoren
- Notfallmedizin-Produkte & -Geräte
- Klinische Spezialprodukte

Gerne beraten wir Sie weiterführend zu allen Produkten und Lösungen.

### Deutschland

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath  
Telefon: +49 (0)21 04 / 833 80-0  
E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [mefina-medical.de](http://mefina-medical.de)

### Österreich

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
**Betriebsstätte Wien**  
Tuchlauben 7a  
A-1010 Wien  
Telefon: +43 (0)1 / 3 48 77 44-0  
E-Mail: [info@mefina-medical.at](mailto:info@mefina-medical.at)  
Internet: [mefina-medical.at](http://mefina-medical.at)

