

# Intensiv-Transport-Inkubator neoSave III

robust. kompatibel. sicher.

  
**mefina medical**<sup>®</sup>  
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

**Transport-Inkubatoren**

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



## neoSave III

Der Transportinkubator **neoSave III** bietet mit seinem modularen Aufbau aus Fahrgestell, Universal-Plattform und Doppelwand-Inkubator hervorragende Eigenschaften für die Lagerung, die Überwachung und die Therapie von Früh-/Neugeborenen auf intensivmedizinischem Niveau.

Das System ist in einer Lang- und in einer Kurzversion erhältlich und enthält ein Spezialfilter-System. Zudem verfügt es über eine spezielle Auflagematrätze mit Rückhaltesystem und ist kopfseitig ausziehbar.

Des Weiteren kann der **neoSave III** mit folgenden Geräten ausgestattet werden: einem neonatologischen Beatmungsgerät, einem Überwachungsmonitor, zwei bis sieben Spritzen- oder Infusionspumpen. Die integrierte Ausstattung beinhaltet bereits eine Absaugereinheit, eine O<sub>2</sub>-Inhalation, eine zentrale Gasversorgung und eine Beleuchtung.

Beispielhaft können folgende Geräte integriert werden: Biomed TV-100, Hamilton T1, Leonie Plus Transport mit HFO, Eve (Stephan), Philips Intellivue X3, Mindray Bene Vision N1, B.Braun Space, Alaris Asena

Der Baby-Inkubator kann u. a. im RTW, im Baby-NAW (auch Quereinbau), im RTH (ohne Fahrgestell) und im ITH (auch mit Fahrgestell) eingesetzt werden.

### Alle Vorteile auf einen Blick

- integrierte Überwachung und Alarmer
- erfolgreich dynamisch geprüft gemäß DIN EN 1789
- flexible Energieversorgung und Back-up
- robust, stabil und langlebig
- kompatibel für RTH und ITH
- ausziehbare Liegefläche
- Aktiv-Spezialfilter-System
- Innenraumzugriff auch von der Kopfseite

Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt weiterführend und erstellen mit Ihnen eine individuelle Konfiguration für Ihr System. **Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**



Transportinkubator **neoSave III**  
Art.-Nr.: 10286

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

#### Deutschland

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath  
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0  
E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [mefina-medical.de](http://mefina-medical.de)

#### Österreich

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Betriebsstätte Wien  
Tuchlauben 7a  
A-1010 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0  
E-Mail: [info@mefina-medical.at](mailto:info@mefina-medical.at)  
Internet: [mefina-medical.at](http://mefina-medical.at)

