

# med. Mehrweg-Schutzkittel medic & protect plus

  
**mefina medical**<sup>®</sup>  
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

**Notfallmedizin-Produkte**

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



**Made in  
Germany**

## Die nachhaltige Alternative zum Einweg-Kittel

Der **med. Schutzkittel** ist u. a. gemäß der DIN EN 14126 erfolgreich geprüft und besteht aus einer hochwertigen, medizinischen Textilie mit wasserabweisender Oberfläche.

Dieser Schutzkittel ist für den Einsatz am Patienten bestimmt und schützt wechselseitig Personal und Patienten. So wird die Kontamination mit Infektionserregern vermindert und die Verschleppung von Keimen vermieden.

Der Mehrweg-Schutzkittel stellt eine gute Alternative zu Einwegkitteln dar, die in großer Menge bevorratet und letztlich auch entsorgt werden müssen.

### Alle Eigenschaften auf einen Blick

- ✓ CE-gekennzeichnet
- ✓ hochwertige Textilie aus Polyester
- ✓ Oberfläche lässt Flüssigkeiten abperlen
- ✓ sprüh- und wischdesinfizierbar
- ✓ waschbar bis 95° C
- ✓ trocknergeeignet
- ✓ geeignet für industrielle Reinigung (P)\*
- ✓ flammhemmend
- ✓ atmungsaktiv
- ✓ hohe Reißfestigkeit
- ✓ erhältlich in den Größen S bis XXL

\* z. B. mit der Miele Waschmaschine PWM 907.  
Diese können Sie über uns mieten oder kaufen.



**Der Halskragen** ist ein wichtiger, zusätzlicher Schutz, zu dem aktuell im Rahmen der Covid-Pandemie weltweit Fachleute raten. Sie sehen daran, dass wir mit unserem Schutzniveau auf dem neusten Stand der Wissenschaft und Technik sind.



### Sonderversionen

**Bereits ab 100 Stück** erhalten Sie individuelle Zuschnitte und Ausführungen. Sprechen Sie uns gerne an.

### Wiederaufbereitung

**Gemäß der Norm** DIN EN 20811 hält der Stoff beispielsweise nach 50 Wäschen noch immer dem Wasserdruck entsprechend einer Wassersäule von mehr als 2 (m) stand.

Das Produkt wurde auch für eine Aufbereitung mittels Sterilisation getestet (ein entsprechendes Musterverfahren stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung).

### Erfüllte Normen u. a.

- **DIN EN 14126:2004**; Berichtigung 1:2005 Schutzkleidung gegen Infektionserreger, Leistungsanforderungen und Prüfverfahren
- Normenreihe **DIN EN 10993**, biologische Beurteilung von Medizinprodukten
- Dabei entspricht die Luftdurchlässigkeit des verwendeten Materials der **DIN EN 9237:1995-12**.
- Das sehr strapazierfähige Material besitzt nach **DIN EN 13934-1:2013-08** eine hohe Reißfestigkeit.

*Das Produkt kann von der Abbildung abweichen.*



## Spezialprodukte für hohes Patientenaufkommen

Neben den hier dargestellten Artikeln bieten wir eine Vielzahl von Produkten und Lösungen an, um höheres Patientenaufkommen und den Massenanfall Verletzter/Erkrankter bewältigen zu können.

### Beispielsweise:

- ✓ Temporäre Personenschleuse für Räume
- ✓ Temporäre Personenschleuse für Flure
- ✓ Mefina-Notfall-Patientenbett
- ✓ Sauerstoffverteilerboxen
- ✓ Medizingeräte zur Miete
- ✓ Stromverteilerboxen für den medizinischen Bereich
- ✓ Notversorgungsboxen mit unterschiedlicher Ausstattung
- ✓ Temporäre Isolierräume
- ✓ Temporäre Intensivbehandlungsplätze

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

### Weitere Produktgruppen aus unserem Haus:

- Lagerungshilfen
- (Spezial-) Auflagen
- Trage-/Rettungstücher
- Trainingsprodukte
- Simulationssysteme
- Transportinkubatoren
- Mobile Intensivsysteme
- Klinische Spezialprodukte

Gerne beraten wir Sie weiterführend zu allen Produkten und Lösungen.

#### Deutschland

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath  
Telefon: +49 (0)21 04 / 833 80-0  
E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [mefina-medical.de](http://mefina-medical.de)

#### Österreich

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
**Zweigniederlassung Linz**  
Industriezeile 47a  
A-4020 Linz  
Telefon: +43 (0)7 32 / 93 16 40  
E-Mail: [info@mefina-medical.at](mailto:info@mefina-medical.at)  
Internet: [mefina-medical.at](http://mefina-medical.at)

