


**eine
der ersten
„Made in Germany“**

medizinische Gesichtsmasken

✓ **TYP IIR**

✓ **DIN EN 14683:2019***

✓ **DIN EN 10993-5/-10***



MUND-NASEN-SCHUTZ TYP IIR

Die medizinische Gesichtsmaske erfüllt die **DIN EN 14683***. Der Typ IIR ist eine flüssigkeitsresistente Schutzmaske und widersteht einem Spritzdruck von mindestens 16 kPa. Dabei ist eine bakterielle Filterleistung von $\geq 98\%$ gewährleistet. Der Atemwiderstand beträgt – bei dem in Deutschland hergestelltem Produkt – weniger als 60 Pa/cm^2 .

Alle Eigenschaften auf einen Blick

- made in Germany / CE-gekennzeichnet
- 3-lagige Qualität aus hochwertigen Materialien
- erfüllt die DIN EN 14683:2019-10*
- bakterielle Filterleistung (BFE) $\geq 98\%$ (im Test*: 99,9%)
- Druck des Spritzwiderstandes $\geq 16 \text{ kPa}$ (im Test*: 16 kPa)
- mikrobiologische Reinheit $\leq 30 \text{ KBE/g}$ (im Test*: 24,11 KBE/g)
- latex- und glasfaserfrei
- erfüllt die DIN EN 10993-5:2009-10*
- erfüllt die DIN EN 10993-10:2014-10*
- gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- gesicherte Lieferkette
- abgepackt in einer Spenderbox, versiegelt und eingeschweißt zu je 50 Masken = 1VPE
- LOT-Nr. und Barcode

* Erfolgreich geprüft durch die akkreditierte Prüfstelle, Prüfinstitut HygCen Austria GmbH, Prof. Dr. med. Werner, Prüfbericht B 24994a und I, aus Juli 2020.

Bestellschein

an office@mefina-medical.de oder Fax: 02104 8338020

Bitte füllen Sie (*wenn möglich*) das PDF-Formular am Computer mit dem Acrobat Reader aus und versehen das Formular nach dem Ausdrucken mit Unterschrift und Stempel.

Rechnungsadresse

Unternehmen/Klinik/Behörde:

Zeile 2:

Straße/Haus-Nr.:

PLZ/Stadt:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Die Lieferanschrift weicht von der Rechnungsadresse ab! Bitte die Ware an diese Adresse versenden:

Unternehmen/Klinik/Behörde:

Zeile 2:

Straße/Haus-Nr.:

PLZ/Stadt:

medizinische OP-Halbmasken vom Typ IIR, 50 Stück je Verpackungseinheit , Art.-Nr.: 15655

Staffelpreise: (ab 400 VPE fragen Sie bitte bei uns ein individuelles Angebot an)

3 - 6 VPE, Preis pro VPE 19,50 € (= 0,39/Stück) + USt.

7 - 11 VPE, Preis pro VPE 17,50 € (= 0,35/Stück) + USt.

12 - 49 VPE, Preis pro VPE 14,50 € (= 0,29/Stück) + USt.

über 50 VPE, Preis pro VPE 11,90 € (= 0,24/Stück) + USt.

Bitte senden Sie mir VPE (**Mindestabnahme 3 VPE**)

in einer Lieferung oder in Teillieferungen (*je Monat eine Teillieferung*)

Porto und Versand nach Aufwand / Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB).



Datum

Unterschrift

Stempel

Das Mefina-Team berät Sie gerne weiterführend.