

MeVes – med. Mehrweg-Venenstauer
anlegen. abnehmen. abwischen.


mefina medical[®]
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



easy to use
Keine Einwegkosten
Kein Einwegmüll

MeVes – der med. Mehrweg-Venenstauer für den Notfall

Der **Venenstauer MeVes** ist hervorragend auf die Bedürfnisse im Rettungsdienst und bei Notfällen abgestimmt.

Das Signalgelb bietet optimalen Kontrast und hebt den **MeVes** im Einsatzgeschehen auffällig hervor.

Der Vorteil gegenüber bisher auf dem Markt befindlichen Produkten liegt in der Oberflächenstruktur. Das glatte, hautfreundliche Material kann leicht abgewischt und desinfiziert werden.

Im Vergleich zu textilen Venenstaubändern liegt die Innovation in der nichtsaugenden, geschlossenen Oberfläche. Eine Kontamination und das damit verbundene Infektionsrisiko werden signifikant gesenkt.

Der selbstfindende Magnetverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit nur einer Hand.

Die Vorteile

- **maximale Sicherheit** durch das Signalgelbe Staubband (fällt in jeder Situation auf, ob im Rucksack, im Koffer oder am Patienten)
- **einfachste Handhabung** durch intuitiven Magnetverschluss: klick und fertig
- **Einhandbedienung** zum Schließen und zum Öffnen
- geschlossene, **strukturfreie Oberfläche** (Latex- und DEHP-Freiheit)
- **hautfreundlich**, leicht auf der Haut gleitendes Material
- mikrobiologisch getestete **Hygienevorteile**
- **schnelle Wiederaufbereitung** – textilen Staubändern hygienisch überlegen

Die Wirtschaftlichkeit

Einweg-Staubänder* und -schläuche* belasten die Umwelt und sind bereits nach wenigen Wochen teurer (*bei Stückkosten von 50 Cent und 5 Patienten am Tag entstehen bereits Kosten von 912,50 Euro pro Jahr).

Der Vergleichstest

Im **Vergleich** wurde dieser Typ **Venenstauer** mit einem herkömmlichen nach der Benutzung und der Desinfektion auf die Keimbesiedlung getestet.

Herkömmlicher Venenstauer



Venenstauer MeVes



Das **Ergebnis** war eine deutlich geringere Keimbelastung und signifikante Reduktion der KBEs (*Koloniebildende Einheiten*) auf dieser Produktneuheit nach der Desinfektion.



Der Magnetverschluss vereinfacht das Anlegen des Venenstauers.



med. Mehrweg-Venenstauer MeVes
Art.-Nr.: 14942

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Linz
Industriezeile 47a
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0) 7 32 / 93 16 40
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

