

## HALTERUNG FÜR HAMILTON T1

Die gemäß der EN 1789 entwickelte Halterung sorgt für eine sichere Fixierung des Hamilton T1.

*... mehr dazu auf Seite 2*



## MEVES-VENENSTAUER

Diese Neuentwicklung eines Venenstau-schlauchs ist leicht durch Wischdesinfektion zu reinigen und in seiner Funktion einfach clever durchdacht.

*... mehr dazu auf Seite 2*



## RAD-67 UND TASCHE

Das Rad-67 Puls-CO-Oxymeter von Masimo kann jetzt im Rettungseinsatz durch die praktische Tasche nicht nur leichter mitgeführt werden, sondern ist auch so wesentlich besser geschützt.

*... mehr dazu auf Seite 2*



## MEFINA VAC

Die Mefina Vac ist eine außergewöhnliche Vakuummatratze der nächsten Generation. Sie ist die innovative Weiterentwicklung bisheriger Modelle und schlägt ihre Vorgänger in acht entscheidenden Punkten!

*... mehr dazu auf Seite 2*



## HALTERUNG FÜR HAMILTON T1

Eine sichere Halterung gemäß EN 1789 für den Transport des Hamilton T1. Der Hamilton T1 mit der Griffvariante C oder D kann mit dieser leichten Halterung wahlweise an senkrechten Stativen oder horizontalen Normschienen montiert werden. Der beidseits arretierende Verschlussbügel sorgt für sicheren Sitz und einfache Entnahme des Hamilton T1.



## MEVES-VENENSTAUER

Der Meves-Venenstauer ist optimal auf die Bedürfnisse im Rettungsdienst abgestimmt. Der Vorteil gegenüber bisher auf dem Markt befindlichen Produkten liegt in der Oberflächenstruktur. Das glatte, hautfreundliche Material kann leicht abgewischt und desinfiziert werden und bietet im Vergleich zu textilen Venenstauschläuchen eine nichtsaugende, geschlossene Oberfläche. Eine Kontamination und das damit verbundene Infektionsrisiko wird signifikant gesenkt. Neben seinen positiven Eigenschaften bei der Desinfektion besticht der Meves-Venenstauer durch seine leichte und einfache Handhabung. Der selbstfindende Magnetverschluss ermöglicht dabei das Öffnen und Schließen mit nur einer Hand. Zusätzlich lässt sich der Venenstauer durch eine schnelle Vor-Ort-Aufbereitung gut in die alltägliche Routine integrieren. Für sein modernes, pragmatisches Design wurde das Modell mit dem Red-Dot-Design-Award in der Kategorie Medical Devices ausgezeichnet.



## MEFINA VAC

Die Mefina Vac löst acht Probleme, die bei bisherigen Vakuummatratzen immer wieder auftreten. Dazu gehören die Kopflagerung nach der S3-Leitlinie, die Beeinträchtigung des Gehörs des Patienten, die Fixierung der Arme bei einer Lagerung an der Außenseite der Vakuummatratze, der Gesundheitsschutz des medizinischen Personals beim Tragen sowie die Lage der Patientengurte und die Kopffixierung. Auch der Eigentumsnachweis kann schnell via QR-Code sicher über ein Etikett auf der Außenseite erfolgen. Wenn Sie mehr Details zu der Mefina Vac erfahren möchten, führt Sie der oben stehende QR-Code oder die URL [ems-vac.mefina-medical.de](https://ems-vac.mefina-medical.de) direkt auf die Produktseite.



## RAD-67 UND TASCHKE

Das Rad-67 Puls-CO-Oxymeter von Masimo ermöglicht eine nicht invasive Messung der Sauerstoffsättigung (SpO2), des Gesamthämoglobins (SpHb), der Pulsfrequenz (PR) und des Perfusionsindex (PI). Optional können die Parameter zur Messung des Carboxyhämoglobins (SpCO) und Methämoglobins (SpMet) freigeschaltet werden. Hierfür wird zusätzlich der Sensor Super-DCI benötigt. Zum Rad-67 bieten wir eine Tasche aus einem festen Planenmaterial an. Diese verfügt über eine Aussparung für den Sensor, sodass das Gerät während der Anwendung in der Tasche verbleiben kann und dabei optimal geschützt ist. Die Tasche für das Pulsoxymeter wird mit einem Trage- bzw. Umhängegurt geliefert. Zur Eigentümerkennzeichnung befindet sich ein Sichtfenster für ihre Kontaktdaten an der Vorderseite.



In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

### Deutschland

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath  
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0  
E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [mefina-medical.de](http://mefina-medical.de)

### Österreich

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Betriebsstätte Wien  
Tuchlauben 7a  
A-1010 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0  
E-Mail: [info@mefina-medical.at](mailto:info@mefina-medical.at)  
Internet: [mefina-medical.at](http://mefina-medical.at)

