

VENTWAY SPARROW[®]

Mit dem Ventway Sparrow[®] der Firma INOVYTEC[®] wurden extrem leistungsstarke, kompakte Notfallbeatmungssysteme für unterschiedliche Einsatzgebiete geschaffen.

... mehr dazu auf Seite 2

ZUBEHÖRLINIE POWER-PRO 2

Mit der Zubehörlinie für die Fahrtrage Stryker[®] Power-PRO 2 werden die erfolgreichen Zubehörlinien, die von Mefina Medical bereits für die Stryker-Fahrtragen M1 und Power-PRO XT entwickelt wurden, weitergeführt.


... mehr dazu auf Seite 2

DIGITALE PRODUKTLISTE

Behalten Sie stets den Überblick über Ihre (Medizin-)Produkte, Wartungszyklen und Vertragsdaten: Ganz einfach mit der Digitalen Produktliste.

... mehr dazu auf Seite 2

Neues
Medizinische
Produkte
von
Mefina
Medical



VENTWAY SPARROW®

Während der **Ventway Sparrow® EMS & Transport 1** auf die Anforderungen in Rettungsdienst, Katastrophenschutz und in der Luftrettung ausgelegt ist, wurde der **Ventway Sparrow® Robust 2** für den militärischen Sanitätsdienst konzipiert. Eine weitere Variante bildet der **Ventway Sparrow® MRT 3** für den innerklinischen Gebrauch.

Alle drei Beatmungssysteme verbindet dabei die geringe Gerätegröße und das damit verbundene niedrige Gewicht von etwa 1 bis 1,3 kg*. Invasive sowie nicht-invasive Beatmungsformen sind bei Patienten ab einem Körpergewicht von 5 kg möglich. Durch die integrierte, leistungsstarke Turbine ist für den Betrieb kein externes Druckgas erforderlich.



ventway
SPARROW

Sauerstoff wird optional per Flow und Reservoir oder über einen Druckanschluss und Mischer appliziert.

Die intuitive Benutzeroberfläche ist bei allen drei Systemen einfach zu erlernen und sehr anwenderfreundlich. Zudem ist der **Ventway Sparrow®** mit der Ausnahme des Filterwechsels wartungsfrei.



ventway
SPARROW



ventway
SPARROW

Das Gerät kann mit Einwegbatterien, wiederaufladbaren Akkus oder über ein Netzteil (AC/DC oder DC/DC) betrieben werden. Umfangreiche Standards wie z. B. EN 1789, IEC 60601-1-12, RTCA DO 160G werden eingehalten. Die Abmessungen liegen ungefähr bei 165 x 167 x 60 mm.

ZUBEHÖRLINIE POWER-PRO 2

Die neue Zubehörlinie von Mefina Medical für das Tragensystem **Stryker® Power-PRO 2** bietet mit ihren Schienen- und Stativanbauteilen die verschiedensten Möglichkeiten, um Gerätehalterungen und medizintechnisches Zubehör an der Trage befestigen zu können. Auch eine Kopfteilverlängerung und ein Beatmungsschlauchhalter sind für die **Stryker® Power-PRO 2** erhältlich.

Detailliertere Informationen zur Zubehörlinie finden Sie unter dem hier angegebenen QR-Code oder auf unserer Webseite.

Gerne berät Sie auch einer unserer Fachberater.




mefina-medical.de/prospekte.html

DIGITALE PRODUKTLISTE

Mit der **Digitalen Produktliste** gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung bei Mefina Medical. In Ihrem individuellen Online-Bereich können Sie jederzeit allgemeine Vertragsdaten sowie eine aktuelle Übersicht all Ihrer Produkte, welche von unserem Service abgedeckt sind, einsehen. Dabei sind die Seriennummern der Produkte sowie der Termin der letzten Wartung sofort ersichtlich.

Zusätzlich stehen aktuelle Dokumentationsunterlagen der Wartungsmaßnahmen jederzeit zum Download bereit und bieten Ihnen technische und rechtliche Sicherheit – insbesondere im Hinblick auf die Betreiberpflichten der MPBetreibV. Für Kunden unseres MedTec-Systemservice ist die **Digitale Produktliste** kostenlos enthalten.



Die Produkte dieses Flyers tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 2017/745. Alle Informationen richten sich nur an Fachkreise gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG). Unser Angebot und alle Informationen richten sich ausdrücklich nicht an Laien/Patienten. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen. Sortimentsänderungen sind vorbehalten. In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

