

Temporäre Personenschleuse

Vorbereitet auf den Notfall.

Temporäre Personenschleuse

Temporäre Flurabtrennungen

Vorbereitet auf den Notfall.

Spezialprodukte für hohes Patientenaufkommen

Neben den hier dargestellten Artikeln bieten wir eine Vielzahl von Produkten und Lösungen an, um höheres Patientenaufkommen und den Massenanfall Verletzter/Erkrankter bewältigen zu können.

Beispielsweise:

- ✓ Mefina Notfall-Patientenbett
- ✓ Mehrweg-Overall
- ✓ Sauerstoffverteiler-Boxen
- ✓ Mehrweg-Schutzkittel
- ✓ Stromverteiler-Boxen für den medizinischen Bereich
- ✓ Notversorgungs-Boxen mit unterschiedlicher Ausstattung
- ✓ Temporäre Isolerräume
- ✓ Temporäre Intensivbehandlungsplätze

und Medizingeräte zur Miete.

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Weitere Produktgruppen aus unserem Haus:

- Lagerungshilfen
- (Spezial-) Auflagen
- Trage-/Rettungstücher
- Trainingsprodukte
- Simulationssysteme
- Transportinkubatoren
- Mobile Intensivsysteme
- Klinische Spezialprodukte

Gerne beraten wir Sie weiterführend zu allen Produkten und Lösungen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0)21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Linz
Industriezeile 47a
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0)7 32 / 93 16 40
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at



7 verschiedene Versionen: von der einfachen Abtrennung im Flur bis zu einer kompletten Personenschleuse für einzelne Räume

- Fahrtragen-Systeme
- Tragestühle/-sessel
- Transport-Inkubatoren
- Mobile Intensivsysteme
- Notfallmedizin-Produkte
- Früh-Defibrillation
- Rettungsprodukte
- Rollboards/Transferhilfen
- Simulationssysteme
- Auftragsentwicklung
- Notfall-Management**
- Medizinische Seminare



Temporäre Personenschleuse

Vorbereitet auf den Notfall.

Temporäre Personenschleuse (TPS)

Temporäre Flurabtrennungen (TFA)

Die TPS von Mefina Medical ist konzipiert für die einfache nachträgliche Installation in Bereichen, in denen suffizienter, vorübergehender Schutz vor Tröpfchen- und Schmierinfektionen benötigt wird.

Auf unterschiedliche Türverhältnisse kann die TPS angepasst werden. Dadurch kann die TPS wahlweise einzelne Zimmer oder ganze Bereiche isolieren. Breite und Tiefe sind flexibel anpassbar.

Die TPS überzeugt durch eine leichtgängige Tür. Diese ist in einer Breite, die einen problemlosen Bettentransfer gewährleistet. Stabile und glatte Materialien ermöglichen eine gute hygienische Aufbereitung, z.B. mittels einer Scheuer-/Wischdesinfektion.

Der so entstehende Schleusenbereich bietet ausreichend Platz zur Bereitstellung von benötigtem Schutzmaterial.

Je nach Platzverhältnissen und Konzept kann auch die bisherige Tür in das Schleusensystem integriert werden.

Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ platzsparende Lagerung
- ✓ flexible Anpassung
- ✓ vormontiert, einfacher Aufbau
- ✓ Isolierung verschiedener Zimmer/Bereiche
- ✓ Nutzfläche ab 1,5 m²
- ✓ hygienische, glatte Oberflächen
- ✓ geeignet für Bettentransfer

hochwertig & durchdacht
vielfach auf- und abbaubar
platzsparend einzulagern
formstabile, solide Konstruktion

Die kompakte Konstruktion ermöglicht eine platzsparende Lagerung vor dem Einsatz.

auf Wunsch auch matierte oder teil-matierte Flächen

Einfach zu reinigende, glatte Oberflächen

Die flexible Anpassung lässt eine Montage an verschiedensten Eingängen zu.

Die Temporäre Personenschleuse von Mefina bietet die Möglichkeit bedarfsgerecht einen zusätzlichen Quarantänebereich einzurichten.