

# Tragetuch Serie Profi

innovativ. ergonomisch. stabil.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

**Rettungsprodukte**

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



## Tragetuch Serie Profi

Die ersten **Tragetücher**, die gemäß den Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Projekt F 1531 E; Punkt 4.2.3) sowie den Empfehlungen der KRINKO\* (1072012) entwickelt wurden.

Die **Tragetücher** bestehen aus einem sekretabweisenden Material und verfügen über geschlossene Griffe, die eine Verkeimung vermeiden. Zudem erleichtert das



Material die Reinigung bei der Wischdesinfektion und ist gleichzeitig bei bis zu 60 Grad Celsius waschbar.\*\*\*\*

Die **Tragetücher** verfügen über ergonomisch angeordnete **Tragegriffe\*\*** mit jeweils zwei Griffen an der Kopf- und Fußseite, die eine sichere Hand-Umfassung (28 mm Griffe) ermöglichen und ein Durchbiegen verhindern.

Für maximale Sicherheit hat das **Tragetuch** Öffnungen zur Durchführung von Schultergurten.

Produktbezeichnung	Artikel Nr.	Größe, ca. (B x L)	Anzahl Tragegriffe	belastbar bis	Empfohlener Einsatzbereiche	Transporttasche Artikel-Nr.
Profi L	12012	71 x 195 cm	12	250 kg	KTW, MZF, RTW (EN1865)	12015
Profi XL	12013	115 x 205 cm	16	400 kg	Sonder-Fzg. für adipöse Patienten	12016
Profi XXL	12014	135 x 215 cm	24	550 kg	Sonder-Fzg. für adipöse Patienten	12016

### Alle Vorteile auf einen Blick

- Leichtere Reinigung bei der Wischdesinfektion durch sekretabweisendes Material
- Ergonomisch angeordnete Tragegriffe
- robust, stabil und langlebig
- extern geprüfte Produkt-Qualität\*\*\*
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- „Made in Germany“
- 3 Jahre Hersteller-Garantie

#### Optional:

- **Tragetasche**
- Taschen für die Fahrtragen
- Eigentümer-Kennzeichnung



Gerne beraten wir Sie zu dieser Produktlinie weiterführend.  
**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**

\* KRINKO= Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch Institut  
\*\* von Mefina entwickelte und in den Markt eingeführte Griffanordnung, zur Verbesserung der Armposition beim Tragen  
\*\*\* Erfolgreich geprüft: u.a. voller Belastung über 2 h Dauerlast, Version L = DIN EN 1865, umfassen der Stofftests  
\*\*\*\* Die Version XXL ist im Bereich der Liegefläche aus Planmaterial und daher nicht geeignet für die Waschmaschine.

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

#### Deutschland

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath  
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0  
E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [mefina-medical.de](http://mefina-medical.de)

#### Österreich

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
**Betriebsstätte Wien**  
Tuchlauben 7a  
A-1010 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0  
E-Mail: [info@mefina-medical.at](mailto:info@mefina-medical.at)  
Internet: [mefina-medical.at](http://mefina-medical.at)

