

# Transport-Inkubator RD

stabil. schützend. sicher.

  
**mefina medical**<sup>®</sup>  
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

**Transport-Inkubatoren**

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationsysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



## Transport-Inkubator RD (BabyPod 20)

Der **Transport-Inkubator RD** ist die ideale Lösung für den Transport von stabilen Neugeborenen.

Die stabile Kohlenfaser-Konstruktion sorgt nicht nur für maximale Sicherheit der kleinsten Patienten, sondern ist mit einem Eigengewicht von nur 10,5 kg auch sehr leicht. Im Inneren wird das Neugeborene auf einer Spezialmatratze mit Rückhaltesystem sicher gelagert und zusätzlich gewärmt.

Zudem verfügt der BabyPod über ein integriertes Gurtsystem, wodurch er auch auf herkömmliche Rettungsdiensttragen und Luftrettungsstretchern fixiert werden kann.

Insbesondere wenn es um die Wärmeerhaltung, Sauerstofftherapie, Überwachung der Vitalfunktionen und die sichere Lagerung geht, ist dieses netzunabhängige System flexibel und schnell aufgerüstet – ob im Rettungsdienst, im Ambulanz-Jet oder auch innerklinisch.

Die spezielle Zubehörtasche bietet Platz für die Sauerstoffversorgung, Überwachungsgeräte sowie ein pädiatrisches Notfall-Set. Zusammen mit der Tasche eignet sich der **Transport-Inkubator** hervorragend für den Einsatz im Baby-NEF.

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind der Baby-RTW, Notfallrettung, RTH und ITH.



### Alle Vorteile auf einen Blick

- leichte Kohlenfaser-Konstruktion
- netzunabhängig
- wärmende Spezialmatratze mit Rückhaltesystem
- flexibel einsetzbar im Rettungsdienst, Ambulanz-Jet oder innerklinisch
- dynamisch geprüft nach DIN EN 1789
- geeignet für Säuglinge zwischen 3-9 kg



Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt weiterführend. **Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

### Deutschland

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath  
Telefon: +49 (0) 21 04 / 833 80-0  
E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [mefina-medical.de](http://mefina-medical.de)

### Österreich

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Betriebsstätte Wien  
Tuchlauben 7a  
A-1010 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44-0  
E-Mail: [info@mefina-medical.at](mailto:info@mefina-medical.at)  
Internet: [mefina-medical.at](http://mefina-medical.at)

