

**Transportsystem für
Hubschraubertragen THT 2**
robust. variabel. ökonomisch.


mefina medical[®]
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationsysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



Transportsystem für Hubschraubertragen THT 2

Das **THT 2** wurde auf Anforderungen und mit Unterstützung der drei großen deutschen Luftrettungsorganisationen ADAC, BMI und Team DRF von Mefina Medical entwickelt, um den Transport zwischen dem RTH-Landeplatz und der Klinik zu optimieren.

Dieses robuste und funktionelle Transportsystem ist komplett wartungsfrei und dank seines rostfreien Materials und den geschlossenen dauergeschmierten Bauteilen durchgehend einsatzfähig. Außerdem ist es einfach zu desinfizieren und kann mit einem Hochdruckgerät gereinigt werden.

Per Fußtaster lässt sich das System problemlos von ca. 50 cm auf bis zu ca. 130 cm einstellen. Das herunterklappbare Belade-Tableau erlaubt das Be- und Entladen aller bekannten Hubschrauber-Muster – sowohl bei Heck- als auch bei Seitenbeladung (ÖAMTC, HDM-Bell).

Die per Kurbelrad zu bedienende Klemmmechanik fixiert alle herkömmlichen Tragen mit ihren Arretierzapfen in Längsrichtung. Und auch auf DIN-Tragen montierte Inkubatoren werden vom System sicher aufgenommen.

Mit seinen großen vollgummibereiften Rädern sowie vier vollversenkbaren Rangierstangen ist das **THT 2** sehr gut lenkbar und bis zu 300 kg belastbar. Für Kliniken mit längeren Steigungen bietet Mefina Medical auch eine elektrische Fahrunterstützung für das System an.

Die Standardausstattung besteht aus einer einseitigen Normschiene mit einer Länge von 200 cm, versenkbaren Lenk-/Schiebestangen, einer verstellbaren Universal-Ladeklappen, Sicherheitsgurten, Reflexstreifen auf beiden Seiten und einer Bedienungsanleitung. Optional sind Multifunktionsstative, eine Halterung für Sauerstoffflaschen von 2 oder 5 Litern sowie eine seitlich einhängbare Gepäckablage erhältlich.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Universal-Ladeklappen für alle Systeme
- optionale Fahrunterstützung
- witterungsbeständig
- einfache Desinfektion
- belastbar und robust
- einfach und sicher zu lenken
- CE gekennzeichnet als Medizinprodukt Klasse 1



Transportsystem für
Hubschrauber-Tragen **THT 2**
Art-Nr.: 11200

Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt weiterführend.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 833 80-0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44-0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

